

Produktdatablad

Melolin*

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9002/2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Melolin

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	☐	Papir:	☒	Glas:	☐
Metal:	☐	Latex:	☐	Bomuld:	☒
Andet:	<u>Rayon/Polyester</u>		Økologisk:	☐	

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyester PVC: ☐ nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐ nej Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐ nej Genbrugsmaterialer: ☐ nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☐ nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typen:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Opbevares bedst i originalemballagen

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Produktoplysninger:

Tør, absorberende kompres med ikke-hæftende sårkontaktag (Polyesterfilm). Anvendes på let til moderat væskende eller blødende sår.
Fikseres med tape eller fikseringsbind.

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Steril
66974932	66974932	5000223049324	50223411	Melolin steril	5 X 5 CM	25 STK.	12	*
66974933	66974933	5000223049331	5000223417307	Melolin steril	10 X 10 C	10 STK.	12	*
66974939	66974939	5000223049393	5000223417321	Melolin steril	10 X 20 CM	100 STK.	12	*
66974940	66974940	5000223049409	50223411	Melolin steril	5 X 5 CM	100 STK.	24	*
66974941	66974941	5000223049416	5000223417307	Melolin steril	10 X 10 CM	100 STK.	12	*
66974942	66974942	5000223049423	N/A	Melolin usteril	10 X 10 CM	150 STK.	12	
66974943	66974943	5000223049430	N/A	Melolin usteril	10 X 20 CM	75 STK.	12	
66974944	66974944	5000223049447	N/A	Melolin usteril	20 X 30 CM	25 STK.	12	
66974930	66974930	5000223049300	N/A	Melolin usteril	50 CM X 7 M rulle	1 Rulle	6	