



Varenummer 220573

Sårrens, Debrisoft Lolly, m/brudsikkert håndtag, enkeltvis pakket, steril

✓ Nem og enkel debridering



Produktbeskrivelse

Debrisoft Lolly anvendes til debridering af sår og hudomgivelser. Den er speciel god til kaviteter og vanskeligt tilgængelige sårområder herunder kirurgisk invasive sår. Det sikrer en effektiv, hurtig og smertefri debridering af sår og hudomgivelser. Pudsen vædes med NaCl eller vand og såret soignereres. Den er udstyret med røntgentråd og råder over en måleenhed på pinden. Er til engangsbrug.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrens
Varemærke	Debrisoft
Vareserie	Lolly
Features	M/brudsikkert håndtag, enkeltvis pakket, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Monofilamente polyester
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	50 stk	35.5 cm	26.5 cm	22.5 cm	4021447849836
pk	5 stk	23.5 cm	10 cm	6.8 cm	4021447849829
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt