

3M™ Coban™ 2 Lite kompressionsbehandling

Udviklet med sikker og dynamisk kompression



Coban™ 2 Lite

Kompressionsbehandling til nedsat tolerance



3M™ Coban™ 2 Lite kompressionsbehandling er specielt designet til at yde en reduceret, terapeutisk kompression. Samtidig er Coban 2 Lite komfortabel for de patienter, der har nedsat tolerance og "compliance" overfor kompressionsbehandling og patienter med:

- Venøse bensår med blandings-ætiologi
- Ankel-arm (ABPI) index som er lig med eller større end 0.5
- Ny ordineret kompressionsbehandling
- "Tolerancen" endnu ikke er kendt
- Svage og skrøbelige
- Nedsat mobilitet

Coban 2 Lite kompressionsbehandling reducerer risikoen for vævsskader og komplikationer hos patienter hvor ankel-arm (ABPI) index er lig med eller større end 0.5. Det er en sikker, komfortabel og effektiv behandling for patienter med venøs insufficiens og bensår.



3M™ Coban™ 2 Lite kompressionsbehandling

Udviklet med sikker og dynamisk kompression

Reduceret hviletryk, dynamisk arbejdsdruk

Coban 2 Lite er specielt udviklet til de patienter, som har en nedsat tolerance overfor kompressionsbehandling.

Coban 2 Lite yder et optimalt dynamisk arbejdsdruk, ligesom i 3M's Coban 2-lags kompressionsbehandling, men hviletrykket er reduceret med 25%.

Effektiv, terapeutisk kompression

Coban 2 Lite er en sikker, effektiv og komfortabel behandling af venøse bensår, lymfødem samt andre tilstande hvor kompression er indikeret. Den sikre bandage yder en passende stationær kompression som optimerer patientens muskelaktivitet, hvilket flytter væske og forbedrer det venøse tilbageløb. Dette reducerer ødem og forbedrer hudens kapillære forsyning.

Vedvarende, stationær kompression

Coban 2 Lite er fremstillet af materialer, som giver en "Sikker, dynamisk kompression", det betyder, at patienten får en vedvarende, stationær kompressionsbehandling. Begge lag er patenterede materialer, der klæber til hinanden og danner en uelastisk kompressionsbandage, som forbliver på huden og nedsætter nedglidning og ubehagelige folder.

Komfortabel, øget "compliance"

Coban 2 Lite er komfortabel, hvorfor muligheden for en mere effektiv behandling optimeres. På grund af den lave profil kan normalt fodtøj anvendes, og det daglige aktivitetsniveau begrænses ikke.

Let og hurtig at anlægge

Coban 2 Lite er teknisk nem at anlægge for personalet. Komfortlaget og kompressionsbindet er nemt at anlægge og let at lære kollegaer.

Sikkert subbandage tryk – ingen usikkerhed

Coban 2 Lite er udviklet til at blive anlagt med fuld stræk teknik, derfor minimeres risikoen for, at kompressionen anlægges forskelligt. Behandlingstid i op til 7 dage.

Ankel-arm (ABPI) index

Skemaet kan bruges som guidelines for graden af kompressionsbehandling

Ankel BT i mmHg	Arm BT i mmHg															
	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200					
20	0.20	0.18	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10					
30	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15					
40	0.40	0.36	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20					
50	0.50	0.45	0.42	0.38	0.36	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25					
60	0.60	0.55	0.50	0.46	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.30					
70	0.70	0.64	0.58	0.54	0.50	0.47	0.45	0.41	0.39	0.37	0.35					
80	0.80	0.73	0.67	0.62	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42	0.40					
90	0.90	0.82	0.75	0.69	0.64	0.60	0.56	0.53	0.50	0.47	0.45					
100	1.00	0.91	0.83	0.77	0.71	0.67	0.63	0.59	0.56	0.53	0.50					
110	1.10	1.00	0.92	0.85	0.79	0.73	0.69	0.65	0.61	0.58	0.55					
120	1.20	1.09	1.00	0.92	0.86	0.80	0.75	0.71	0.67	0.63	0.60					
130	1.30	1.18	1.08	1.00	0.93	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.65					
140	1.40	1.27	1.17	1.08	1.00	0.93	0.88	0.82	0.78	0.74	0.70					
150	1.50	1.36	1.25	1.15	1.07	1.00	0.94	0.88	0.83	0.79	0.75					
160	1.60	1.45	1.33	1.23	1.14	1.07	1.00	0.94	0.89	0.84	0.80					
170	1.70	1.55	1.42	1.31	1.21	1.13	1.06	1.00	0.94	0.89	0.85					
180	1.80	1.64	1.50	1.38	1.29	1.20	1.13	1.06	1.00	0.95	0.90					
190	1.90	1.73	1.58	1.46	1.36	1.27	1.19	1.12	1.06	1.00	0.95					
200	2.00	1.82	1.67	1.54	1.43	1.33	1.25	1.18	1.11	1.05	1.00					

ABPI < 0.5: Svær arteriel insufficiens
Kompression må ikke anvendes

ABPI > 0.8: Normal
Coban™ 2-lags kompressionsbehandling
Coban™ 2 Lite

ABPI < 0.8: Let eller middelsvær arteriel insufficiens
Coban 2 Lite

Bestillingsinformation

3M™ Coban™ 2 Lite Kompressionsbehandling	
Varenr.	2794E
Størrelse cm x m Komfortlag:	10 cm x 2,7 meter
Størrelse cm x m Kompressionsbindet:	10 cm x 4,7 meter fuld stræk
Antal/æske	1 sæt
Æsker/karton	8

Hvis du ønsker mere information om 3M's produkter til kompressionsbehandling, se venligst, www.3mhealthcare.dk

Udviklet til at være
sikkert, komfortabel og effektiv



3M a/s
Health Care

Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 48 01 00
Fax: +45 43 96 85 96
www.3mhealthcare.dk



Genbrug venligst. Trykt i Danmark
© 3M 2010. Alle rettigheder forbeholdes.