

Produktdatablad

Produktnavn

Medipore™

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn 3M Medica
Adresse Hamfelddamm 11
Land D-41453 Neuss
Website: www.3mmedica.de

1.2. Forhandler:

Navn 3M a/s
Adresse Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Tlf. nr. 43 48 01 00
Fax nr. 43 96 85 96
E-mail: 3mdanmark@mmm.com
Website: www.3m.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001 : 2000

Forhandler: DS/EN ISO 9001: 2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn 3M Medipore™ kirurgisk fikseringstape

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nederst i denne pdf-fil

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/da_DK/EU-HealthCare/Home/ProdInfo/MedicalSupplies/TapesBandages

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	Papir: X (liner)	Glas:
Metal:	Latex:	Bomuld:
Andet: Polyester fibre og hypoallergenisk acrylat klæber		Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer:

Hvis PVC, angiv blødgører:

PVC:

% af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: DIN EN ISO 13485 : 2003

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage	X			

3M Medipore™

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. karton	Beskrivelse	Størrelse i cm	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
Dress-It							
2954	2954	50707387269345	Fikseringstape i blokke	10 x 12cm	3/25	4	
2955	2955	50707387269352	Fikseringstape i blokke	10 x 20cm	3/25	4	
2956	2956	50707387269321	Fikseringstape i blokke	15 x 15cm	3/25	4	
2958	2958	50707387269314	Fikseringstape i blokke	20 x 28cm	3/25	4	
På ruller med liner							
2991/1	2991/1	54001895903774	Fikseringstape med papirliner	5cm x 10m	1	24	
2991/2	2991/2	54001895903798	Fikseringstape med papirliner	10cm x 10m	1	12	
2991/3	2991/3	54001895903804	Fikseringstape med papirliner	15cm x 10m	1	12	
2991/4	2991/4	54001895903811	Fikseringstape med papirliner	20cm x 10m	1	6	
2991/5	2991/5	54001895903828	Fikseringstape med papirliner	30cm x 10m	1	6	
På ruller uden liner							
2961	2961	50707387379952	Perforeret fikseringstape uden liner	2,5cm x 9,1m	1	24	
2962	2962	50707387379969	Perforeret fikseringstape uden liner	5,0cm x 9,1m	1	24	
2963	2963	50707387382099	Perforeret fikseringstape uden liner	7,5cm x 9,1m	1	24	
2964	2964	50707387379976	Perforeret fikseringstape uden liner	10cm x 9,1m	1	12	
2966	2966	50707387379945	Perforeret fikseringstape uden liner	15cm x 9,1m	1	12	
2968	2968	50707387379983	Perforeret fikseringstape uden liner	20cm x 9,1m	1	6	