



Varenummer 220674

Filmforbinding, Tegaderm HP, 11,5x10cm, oval, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fremragende klæbeevne
- ✓ Nem at applicere
- ✓ Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- ✓ Risiko for maceration nedsættes
- ✓ Nem at fjerne



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af diverse sårbandager og IV-katetre, samt til beskyttelse af hud, hvor denne er udsat for friktion. Er specielt velegnet til patienter, hvor der er behov for en høj fordampning gennem filmen, fx ved meget svedende og febrile patienter. Består af en tynd, transparent, semi-permeabel, elastisk film, med et rammesystem, der letter appliceringen. Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus. Kan anvendes i op til 7 dage.



STERILE



Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	HP
Features	Oval, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, akrylatklæber
Længde/dybde	11.5 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	21 cm	14.9 cm	13.7 cm	50707387808063
pk	50 stk	20 cm	13.9 cm	3.1 cm	707387808075
stk	1 stk				707387808068



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.