

Produktdatablad

Produktnavn

Tegasorb™

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn 3M Brookings
Adresse 601 22nd Ave, Brookings
Land South Dakota, U.S.A.
Website: www.brk.mmm.com/plant/

1.2. Forhandler:

Navn 3M a/s
Adresse Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Tlf. nr. 43 48 01 00
Fax nr. 43 96 85 96
E-mail: 3mdanmark@mmm.com
Website: www.3m.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 13485 : 2003

Forhandler: DS/EN ISO 9001: 2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn 3M Tegaderm™ Hydrocolloid sårforbinding

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nederst i denne pdf-fil

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/da_DK/EU-HealthCare/Home/ProdInfo/MedicalSupplies/SkinCare/

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:	☒	Papir:	☒	Glas:	☐
Metal:	☐	Latex:	☐	Bomuld:	☐
				Økologisk:	☐
Andet:	27,2% Carboxymethylcellulose, 32,5% Polyisoprene, 40,0% Vistanex Acrylat klæber				

3.2. Plast:

Plast typer: Polyurethan film

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐ Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐ Genbrugsmaterialer: ☐

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☐

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001:2004

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage	X			

3M Tegaderm™ Hydrocolloid sårforbinding

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. æske	EAN nr. karton	Beskrivelse	Størrelse i cm	Forpakkings enhed	Antal forpakn pr trsp.karton	Steril
90-001	90-001	30707387498345	50707387498349	Oval hydrokolloid	7 x 9	5	20	X
90-007	90-007		50707387494921	Sacral	12,4x13,9	6	4	X
90-021	90-021	30707387498420	50707387498424	Oval, tynd hydrokolloid	7 x 9	10	10	X
90-023	90-023	30707387498437	50707387498431	Oval, tynd hydrokolloid	10 x 12	10	6	X
90-024	90-024	30707387498444	50707387498448	Oval, tynd hydrokolloid	14 x 17	6	10	X