



Varenummer 220759

## Hydrokolloid bandage, Suprasorb H, 20x20cm, tynd, steril, engangs

- ✓ Hydrokolloid bandage
- ✓ Til let-moderat væskende sår
- ✓ Til alle sårtyper
- ✓ Kan klippes til
- ✓ Kan sidde op til 7 dage



### Produktbeskrivelse

Hydrokolloid bandage, der anvendes til let til moderat væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker en lav skiftefrekvens. Tilpasser sig kroppens konturer. Kan klippes i. Kan sidde i op til 7 dage.

STERILE

### Specifikationer

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Hydrokolloid bandage                                                             |
| Varemærke                          | Suprasorb                                                                        |
| Vareserie                          | H                                                                                |
| Features                           | Tynd, steril                                                                     |
| Engangs/flergangs                  | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning         | Syntetisk og natur geldannende polymer, cellulose, overside af PUR-film          |
| Længde/dybde                       | 20 cm                                                                            |
| Bredde                             | 20 cm                                                                            |
| Certifikater                       | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler   | 93/42/EEC                                                                        |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør ikke anvendes til diabetiske fodsår eller inficerede sår.                    |
| Holdbarhed                         | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|-------|---------------|
| pk    | 5 stk      | 28.5 cm | 25 cm  | 2 cm  | 4021447204147 |
| stk   | 1 stk      |         |        |       |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE