

## Solvaline® N

En moderat sugende kompres, der ikke klæber til såret



### Produktet:

Solvaline N er en sugende kompres, med en absorptionskerne af 80% viscose og 20 % polyester.

Begge sider er beklædt med en perforeret film af polyethylene der nedsætter risikoen for vedhæftning i sårbunden. Lagene i Solvaline N er stærkt forbundne, så produktet fjernes let i et stykke.

Det meget flade kompres bevarer sin stabilitet i fugtig tilstand. Kompresset er luft- og vanddamp gennemtrængelig.

Solvaline N steril er steriliseret (gassterilliseret EO)

Solvaline N Usterile tåler sterilisering (autoclave 121°C).

### Anvendelse:

Kompresset kan anvendes på begge sider, hvilket hindrer applikationsfejl.

Det er stærkt og smidigt og det er derfor nemt og smertefrit at skifte forbindingen.

Man kan klippe i produktet uden det mister dets egenskaber.

### Indikationer:

Solvaline N kan anvendes som primært kompres til sår der væsker moderat, samt som sekundært kompres f.eks. over alginater, sårkontaktlag, hydro-balance-produkter m.m.

Solvaline N kompres – til sikker sårbehandling ved operationsbordet, på skadestuen og i almen praksis. Sårkompresset kan sidde i op til flere dage, alt efter hvad såret tillader.

### Sortiment:

#### Sterile

| Størrelse (cm) | REF    | Æske (stk) |
|----------------|--------|------------|
| 5 × 5          | 280004 | 100        |
| 10 × 10        | 280005 | 100        |
| 10 × 20        | 280006 | 50         |
| 20 × 30        | 280007 | 25         |
| 5 × 5          | 280008 | 25         |
| 10 × 10        | 280009 | 10         |

#### Usterile

| Størrelse (cm) | REF    | Æske (stk) |
|----------------|--------|------------|
| 5 × 5          | 280000 | 200        |
| 10 × 10        | 280001 | 150        |
| 10 × 20        | 280002 | 50         |
| 20 × 30        | 280003 | 25         |