

Suprasorb® F- Folie-sårforbinding på rulle



Suprasorb folie-sårforbinding på rulle som tillader løbende kontrol af såret. Uigennemtrængelig for bakterier. Optimal vanddamp permeabilitet.

Produktet:

Polyurethanfilm. Elastisk og smidig som huden. Tynd som hud og gennemsigtig. Med polyacrylatlæber og derfor speciel hudvenlig.

Suprasorb F er uigennemtrængelig for bakterier. Hudens fugtighedsafsondring foregår uhindret på grund af membranens særlige vanddamp-permeabilitet.

Er let at anlægge, klippes til i den ønskede størrelse.

Suprasorb F er usteril på rulle

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
DK 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 02 25
Fax 45 89 02 29
email info@dk.Lrmed.com

Anvendelsesområde:

Suprasorb F sårforbinding er velegnet til post-operativ sårafdækning; til aseptiske, overfladiske sår, til afdækning af donorsteder efter omhyggelig blodstandsning og til afdækning af lette I. og II. grads forbrændninger. Folie-sårforbinding kontraindiceret ved blødende, stærkt sekreterende såvel som inficerede sår.

Suprasorb F applikeres på tør hud.

Suprasorb F giver en let og sikker fiksering. Den hudtynde elastiske folie forhindrer indtrængen af bakterier. Den beskytter såret og muliggør bevægelser. Ideel til badning, bruse- eller karbad. God hæfteevne og umiddelbar kontrol af sårområdet uden forbindingsskift gør det muligt at lade forbindingen sidde gennem længere tid. Det fysiologiske sårhelingsmiljø optimeres. Suprasorb F kan sidde i op til 7 dage alt efter hvad såret tillader.

Sortiment:

Suprasorb F

usteril,
æske á 10 meter

størrelse	art.
10 cm x 10 m	20468
15 cm x 10 m	20469