

Cellona Syntetisk polstervatØ



Polstervat, speciel volume-elastisk, luftgennemtrængelig og temperatur-udlignende, hindrer gennemslag fra gips

Produktet:

Polstervat af polyesterfibre, speciel volume-elastisk, ikke optisk lysnet. Fiberfloret er tilstrækkelig fast til cirkulær applikation, men kan dog deles, ved et let træk. Cellona syntetisk vat kan steriliseres. (Autoclav 121° C). Bandarolen fjernes inden steriliseringen.

Anvendelse:

Cellona syntetisk vat er let at arbejde med og har en god polstervirkning, som bibeholdes også gennem længere tidsbrug. Materialets særlige hæfteeffekt letter applikationen. Det lette flor forhindrer uønskede vulstdannelse. Cellona syntetisk polstervat beskytter eksponerede knoglepartier og nerver under Cellona gips eller Cellacast Xtra syntetisk gips. Beskytter ligeledes under zinklim- og plasterbandager.

Cellona syntetisk polstervat kan også anvendes i kompressionsbehandlingen, hvor beskyttelse og udjævning er nødvendig. Det luftgennemtrængelige vat virker temperaturudlignende, hindrer gennemslag fra gips og gør det lettere at fjerne forbindingen igen.

I forbindelse med sårbehandling virker syntetisk polstervat som luft- og sekretgennemtrængeligt polster i kombination med kompres eller salvegaze.

Sortiment:

Cellaona syntetisk polstervat

	æsk á	art.
4cm x 3m	108 rl	10690
6cm x 3m	72 rl	10692
10cm x 3m	48 rl	10694
15cm x 3m	36 rl	10695
20cm x 3m	24 rl	10696

	æsk á	art.
5 cm x 2,7m	96 rl	92840
7,5cm x 2,7m	72 rl	92841
10cm x 2,7m	48 rl	92842
15 cm x 2,7m	36 rl	92843
20 cm x 2,7m	24 rl	92844

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 02 25
Fax 45 89 02 29
Email info@dk.LRmed.com