



Produktdatablad

Abena ansigtsmaske med øreelastikker, Type II varenr. 220899



Beskrivelse:

Ansigtsmaske med bløde og stærke øreelastikker samt næseklemme, der sikrer god pasform. Maskerne har en lav respirationsmodstand samt høj bakteriefiltrering. Ansigtsmasken har ultrasonic sømme og usteril.
Materiale: PP, PE og spandex.

Anvendelse:

Maskerne anbefales til brug af sundhedsfagligt personale i operationsstuer eller i omgivelser med lignende hygiejne krav for at mindske krydskontaminering. Maskerne benyttes i de situationer hvor der er ingen risiko for sprøjt og stænk. Patient og omgivelserne beskyttes imod smitte.

Form næseklemme og anbring masken på ansigtet, sørg for at dække næsen og munden. Sæt øreelastikkerne rundt om ørerne. Masken påtages med det farvede lag yderst og foldes altid helt ud. Øreelastikkerne gør det let at bære samt fjerne.

CE & Standarder

CE-mærket iht. EU Direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EEC, Annex VII, klasse 1
Type II godkendt i henhold til EN 14683:2014.

Test og krav ift. medicinsk ansigtsmasker

EN 14683:2014			
Klassificering	Type 1 ^a	Type II	Type IIR
Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Respirationsmodstand (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 49
Væskegennemtrængning (kPa)	Kræves ikke	Kræves ikke	≥ 16,0
Mikrobiel renhed (CFU/g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a. Type I medicinske masker bør kun anvendes til patienter og andre personer for at mindske risikoen for spredning af infektioner i tilfælde af epidemi eller pandemi. Type I masker er ikke tiltænkt at blive anvendt af sundheds- og sygehuspersonale på en operationsstue eller andre medicinske områder med tilsvarende krav.

Forpakning:

Inderforpakning: dispenserbox Ydreforpakning: Karton

Opbevaringsinstruktioner, holdbarhed og bortskaffelse af emballage



Produktdatablad

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Holdbarhed - uåbnet: 5 år

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes

Varenr.	Produkt	Str.	Kvalitet	Stk. pr. pk/kl
220899	Ansigtmaske med øreelastikker, Type II	9,5x17,5	3-lags	50/1000

Alternativ

Skal brugeren derimod beskyttes mod sprøjt og stænk, anbefaler vi en type IIR.

Se nedenstående alternativer:

Varenr.	Produkt
1000010123	Ansigtmaske med øreelastikker, Type IIR

Varenr.	Produkt
210923	Ansigtmaske med øreelastikker, Type IIR med visir

CSCH 28-02-2020