



People.Health.Care.

Dauerbinde® Langstræksbind.

Dauerbinde K & F med varig kvalitet og udvalg.

Langstræk og variabel kompression – det er de egenskaber der karakteriserer Dauerbinde. Alle versioner anvendes som støtte- og trykaflastende bind til ligamenter og led.

Langstræksbind yder et højt hviletryk og skal derfor fjernes, når patienten hviler og under nattesøvn. I kraft af deres letanvendelige egenskaber kan selv personer med meget lidt erfaring let anlægge dem. Disse bind tilpasser sig fint til legemets form på grund af det bløde stof. Begge bind er vaskbare og lette at rengøre.



Anvendelsesområde

- til kompressionsterapi (lymfologi og phlebologi)
- til støtte og aflastning af det muskuloskeletale system
- til fastholdelse af bandager
- til immobilisering af lemmer
- reduktion af hæmatomer

Fordele

- let at anlægge – selv for dem der ikke har så meget erfaring
- det bløde stof tilpasser sig alle legemets former
- høj retraktionskraft
- meget blødt, spændstigt & god tilpasningsevne

Egenskaber

- højt hviletryk, lavt arbejdstryk
- profileret stofstruktur
- cremefarvet
- hudvenligt
- luftgennemtrængeligt



People.Health.Care.

Bestillingsinformationer

Dauerbinde® K

med bindcllips

Bredde (cm)	REF ny	REF gammel	Pakning (stk.)
7 m (udstrakt længde), individuelt emballeret i en papæske			
6	105 904	22 000	1/80
8	105 905	22 001	1/100
10	105 900	22 002	1/80
12	105 906	22 003	1/80
20	105 901	22 004	1/30
14 m (udstrakt længde), individuelt forseglet			
10	105 907	22 007	1/30
12	105 902	22 008	1/30
7 m (udstrakt længde), bulk i en papæske			
6	105 908	22 020	10/180
8	105 909	22 021	10/120
10	105 910	22 022	10/60
12	105 911	22 023	10/60
20	105 903	22 024	10/30

Følg venligst brugsvejledningen.



Dauerbinde® F

med bindcllips

Bredde (cm)	REF ny	REF gammel	Pakning (stk.)
7 m (udstrakt længde), individuelt emballeret i en papæske			
6	105 914	22 010	1/60
8	105 916	22 011	1/88
10	105 915	22 012	1/95
12	105 917	22 013	1/60
7 m (udstrakt længde), bulk i en papæske			
8	105 912	22 026	10/70
10	105 918	22 027	10/140
12	105 913	22 028	10/120

Følg venligst brugsvejledningen.



Bemærk venligst: Artikelnumre for alle størrelser af L&Rs langstræksbind er ændret. I bedes opdatere artikelnumrene i jeres IT-system. Det vil lette fremtidige ordrer.