

Varenummer 221350



Skumbandage, Allevyn Gentle, 20x10cm, m/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Unik trelagsteknologi
- ✓ Skånsom softgelklæb
- ✓ Blød og behagelig for patienten
- ✓ Let at applicere og at fjerne



Produktbeskrivelse

Allevyn Gentle bandagen leverer væskehåndtering via en unik trelagsteknologi, der absorberer, tilbageholder og slipper overskydende væske igennem og som dermed opretholder optimal fugtbalance. Dette skaber et fugtigt sårmiljø, som understøtter sårhelingen. Anvendes til sår med let til kraftig sekretion. Vand- og bakterietæt overflade.

Bandagen har en blød lethæftende silikoneklæber, der holder bandagen på plads, hvilket gør den sekundære forbinding let at applicere. Klæber ikke til såret, så den giver et smertefrit bandageskift.

Kan sidde på i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Allevyn
Vareserie	Gentle
Features	M/silikonekontaktlag, u/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, hydrocellulær masse, silikonegelmasse
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes sammen med oxiderende midler.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	32.6 cm	29 cm	21 cm	5000223494841
pk	10 stk	31.7 cm	20 cm	7 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt