

Varenummer 221381

**Tubular bandage, Tubifast 2-Way Stretch, 10m x 20cm, hvid, lilla farvekode, til stor krop, voksne, latexfri, usteril, én patient, flergangsbrug**

- ✓ Former sig efter kroppens konturer, kan strækkes i begge retninger
- ✓ Bekvem at have på, giver fuld bevægelsesfrihed
- ✓ Hurtig og enkel at anvende
- ✓ Anvendelig til behandling af Epidermolysis Bullosa



## Produktbeskrivelse

Tubifast 2-Way Stretch tubebandage giver en let elasticitet i både lodret og vandret retning - du behøver hverken sikkerhedsnål eller tape for at holde den på plads. Farven på striben indikerer størrelsen. Foruden fiksering af bandager kan Tubifast også bruges til patch wrapping, under gips og til behandling af Epidermolysis Bullosa.



## Specifikationer

|                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Tubular bandage                                                                                                                                                              |
| Varemærke                          | Tubifast                                                                                                                                                                     |
| Vareserie                          | 2-Way Stretch                                                                                                                                                                |
| Farve                              | Hvid                                                                                                                                                                         |
| Features                           | Lilla farvekode, til stor krop, voksne, latexfri, usteril                                                                                                                    |
| Engangs/flergangs                  | Én patient, flergangsbrug                                                                                                                                                    |
| Ingredienser/sammensætning         | Viskose, elastan og polyamid                                                                                                                                                 |
| Længde/dybde                       | 10 m                                                                                                                                                                         |
| Bredde                             | 20 cm                                                                                                                                                                        |
| Certifikater                       | CE. MD.                                                                                                                                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                                                                                                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                                                            |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Undgå åben ild og antændelseskilder, især ved anvendelse sammen med paraffinbaserede produkter. Hvis tilstanden forværres, skal brugen heraf ophøre, og der skal søges læge. |
| Holdbarhed                         | 5 år fra produktionsdato                                                                                                                                                     |
| Holdbarhed, åbnet                  | Ifølge udløbsdato                                                                                                                                                            |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.                                                                                                                                  |
| Vaskeanvisninger                   | Holdes ren. Hvis der er synlige kropsvæsker, skal den bortskaffes på korrekt vis og erstattes af en ny.                                                                      |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.                                                                                             |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                                                                                            |

## Brugsanvisning

Vælg den rette størrelse, og klip den til i længden. Åbn bandagen, og stræk den hen over området.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 15 rl      | 59.8 cm | 39.5 cm | 26.4 cm | 7332551935573 |
| rl    | 1 rl       |         |         |         | 5055158008847 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet må ikke stryges.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er beregnet til at kunne bruges flere gange af samme patient.



Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.



Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.



Produktet må ikke bleges.



Produktet må ikke kemisk renses.