


# Vliwasorb®

**Super absorberende kompres**



# Vliwasorb® - super absorberende kompres



**Vliwasorb er et superabsorberende kompres, til stærkt eksuderende sår**

## Produktet:

Vliwasorb er et superabsorberende kompres, der ikke klæber til såret. Eksudat absorberes og fordeles ind i kompressets kerne, hvor det integreres og forbliver, selv under pres, hvilket betyder at Vliwasorb kan bruges under kompressionsbind.

Vliwasorb er blødt og smidigt og har flade kanter samt et blå beskyttelseslag.

Kompressets kerne kan absorbere 20 gange sin egen vægt på grund af superabsorberende polymerer. (SAP).

## Anvendelse:

Velegnet til stærkt eksuderende overfladiske sår og som sekundær forbinding til dybe, stærkt eksuderende sår såsom:

- \* decubitus sår
- \* arterielle sår
- \* venøse ben sår
- \* diabetiske sår
- \* postoperative sår
- \* laparotomi sår
- \* fistler

Vliwasorb kan eventuelt anvendes i kombination med alginater og kulprodukter, m.m

## Sortiment:

### Vliwasorb

til stærkt eksuderende sår;  
**Sterile**, individuelt pakket  
ligger i æsker á 10 stk.

| str.    | æsk. á | ref.nr. |
|---------|--------|---------|
| 10x10cm | 360    | 24501   |
| 10x20cm | 340    | 24502   |
| 20x20cm | 300    | 24503   |

**Lohmann & Rauscher A/S**

**Gøngehusvej 252**

**Tlf. 45 89 02 25**

**Fax 45 89 02 29**

**Email: [info@dk.LRmed.com](mailto:info@dk.LRmed.com)**