

Vliwaktiv® - kompres, stærkt sugende



Vliwaktiv kompresset absorberer både sekret, lugt og bakterier

Produktet:

Et blødt, hudvenligt sårkompres af non-woven materiale.

Stærkt absorberende bandage.
Sekreterne absorberes hurtigt og effektivt ind i kompressets kerne.
(kul viscose fibre, cellulose).
Et luftgennemtrængeligt kompres, der både absorberer lugt og sekret.

Et beskyttelseslag bag på kompresset, beskytter mod gennemsivning.

Anvendelse:

Vliwaktiv kompresset anvendes til ildelugtende sår, såsom ulcus cruris, cancer sår, decubitus og sår der er inficeret og lugter. Kompresset er let at fiksere og det er smertefrit at skifte forbindingen.

Sortiment.

Vliwaktiv

sterile

enkeltvis indpakket

	pose á stk.	art.nr
10 x 10cm	20	20254
10 x 20-	20	20255

Lohmann & Rauscher A/S

Gøngehusvej 252

Tlf. 45 89 02 25

Fax 45 89 02 29

Email: info@dk.Lrmed.com