

Produktdatablad

Acticoat*

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse: Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land: England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn: Smith & Nephew A/S
Adresse: Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr.: 45806100
Fax nr.: 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9002

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Acticoat* / Acticoat*7

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir: ☒

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Non-woven Polyester. PE. Nanokrystallinsk sølv.
Calcium-alginat (Acticoat Absorbent)

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyester, Polyethylen.

PVC: ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☒

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☒

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☒

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐ nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐ nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐ nej

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: III

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☐ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) < 25 C Opbevares bedst i originalemballagen _____

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Acticoat*

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
66000808	66000808			Acticoat	5 X 5 CM	5 STK.	20	*
66000789	66000789			Acticoat	10 X 10 CM	5 STK.	10	*
66000791	66000791			Acticoat	10 X 10 CM	12 STK.	20	*
66000792	66000792			Acticoat	10 X 20 CM	12 STK.	20	*
66000793	66000793			Acticoat	20 X 40 CM	6 STK.	20	*
66000794	66000794			Acticoat	40 X 40 CM	6 STK.	5	*
66000795	66000795			Acticoat	10 X 120 CM	6 STK.	4	*
66000809	66000809			Acticoat 7	5 X 5 CM	5 STK.	20	*
66000796	66000796			Acticoat 7	10 X 12,5 CM	5 STK.	10	*
66000797	66000797			Acticoat 7	15 X 15 CM	5 STK.	10	*
66000840	66000840			Acticoat Absorbent	2 X 30 CM	5 STK.	20	*
66000841	66000841			Acticoat Absorbent	10 X 12,5 CM	5 STK.	20	*
66001760	66001760			Acticoat Absorbent	5 X 5 CM	5 STK.	20	*
66001790	66001790			Acticoat Absorbent	5 X 5 CM	10 STK.	20	*
66001791	66001791			Acticoat Absorbent	10 X 10 CM	10 STK.	20	*
66001792	66001792			Acticoat Absorbent	10 X 20 CM	10 STK.	20	*
66800396	66800396			Acticoat Flex 3	5 X 5 CM	5 STK.	20	*
66800398	66800398			Acticoat Flex 3	10 X 10 CM	5 STK.	10	*
66800399	66800399			Acticoat Flex 3	10 X 10 CM	12 STK.	20	*
66800409	66800409			Acticoat Flex 3	10 X 20 CM	12 STK.	20	*
66800419	66800419			Acticoat Flex 3	20 X 40 CM	6 STK.	20	*
66800432	66800432			Acticoat Flex 3	40 X 40 CM	6 STK.	5	*
66800395	66800395			Acticoat Flex 7	5 X 5 CM	5 STK.	20	*
66800397	66800397			Acticoat Flex 7	10 X 12,5 CM	5 STK.	10	*
66800420	66800420			Acticoat Flex 7	15 X 15 CM	5 STK.	10	*
66800400	66800400			Acticoat Flex 7	20 X 40 CM	6 STK.	20	*
66800401	66800401			Acticoat Flex 7	40 X 40 CM	6 STK.	5	*

Anti-mikrobiel forbindelse med nanokrystalliseret sølv

Acticoat Absorbent består desuden af en Calcium-alginat, med høj absorbtionsevne

Anvendes til inficerede sår, samt som barriereforbinding ved infektionstruede sår

Virksom overfor 150 mikroorganismer, herunder MRSA, VRE, Pseudomonas Aeruginosa, Candida m.fl.

Dokumentation:

Der henvises til: www.acticoat.com/dk

