

Suprasorb® H- Hydrokolloid



Suprasorb Hydrokolloid – til behandling af lidt eller middel sekreterende sår

Produkter:

Suprasorb H er en hydrokolloid til behandling af lidt eller middel sekreterende sår.

Hydrokolloiden har en god sugesugevne til behandling af ikke inficerede sår, den absorberer væske samtidig med at forbindelsen bibeholder et fugtigt sårklima.

Suprasorb H er vanddampgennemtrængelig, men bakterie og vand afvisende. Det er muligt at gå i bad med forbindelsen.

Suprasorb H hæfter på huden, er nem at aplikere, fleksibel og tilpasser sig såret såvel som de dele af kroppen, der er svære at komme til.

Suprasorb H klæber ikke til såret, den er nem at skifte og uden risiko for at ødelægge den nye granulation. Har en hudvenlige acrylat klæbemasse.

Anvendelsesområde:

Suprasorb H anvendes ved overflade sår, ulcus cruris, decubitus, 1. og 2. forbrændinger samt til steder, hvorfra der er udtaget hud til transplantation.

Suprasorb H kan sidde i op til 7 dage uden at blive skiftet, alt efter hvad såret tillader. Suprasorb H skal ikke fikseres.

Sortiment:

Suprasorb H hydrokolloid

Sterile

Standard

Str.	art.nr.
10 x 10 cm	20400
15 x 15 cm	20401
20 x 20 cm	20402

Tynd

Str.	art.nr.
5 x 5 cm	20424
5 x 10 cm	20410
5 x 20 cm	20411
10 x 10 cm	20412
15 x 15 cm	20413
20 x 20 cm	20414

Border

14 x 14 cm	20420
------------	-------

Sacrum

14 x 16 cm	20430
------------	-------

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25

Fax. 45 89 02 29

mail: info@dk.Lrmed.com