



Vliwasorb®

Super absorberende kompres



Vliwasorb® - super absorberende kompres



Vliwasorb er et superabsorberende kompres, til stærkt eksuderende sår

Produktet:

Vliwasorb er et superabsorberende kompres, der ikke klæber til såret. Eksudat absorberes og fordeles ind i kompressets kerne, hvor det integreres og forbliver, selv under pres, hvilket betyder at Vliwasorb kan bruges under kompressionsbind.

Vliwasorb er blødt og smidigt og har flade kanter samt et blåt beskyttelseslag.

Kompressets kerne kan absorbere 20 gange sin egen vægt på grund af superabsorberende polymerer. (SAP).

Anvendelse:

velegnet til stærkt eksuderende overfladiske sår og som sekundær forbinding til dybe, stærkt eksuderende sår såsom:

- * decubitus sår
- * arterielle sår
- * venøse ben sår
- * diabetiske sår
- * postoperative sår
- * laparotomi sår
- * fistler

Vliwasorb anbefaler vi at bruge i forbindelse med Suprasorb A, A+AG eller Vliwaktiv AG

Sortiment:

Vliwasorb

til stærkt eksuderende sår;
Sterile, individuelt pakket
ligger i æsker á 10 stk.

str.	æsk. á	ref.nr.
10x10cm	360	24501
10x20cm	340	24502
20x20cm	300	24503

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
Tlf. 45 89 02 25
Fax 45 89 02 29
Email: info@dk.LRmed.com