

Produktdatablad

Allevyn* Gentle / Gentle Border

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9001/2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Allevyn* Gentle / Allevyn* Gentle Border

2.2. Sortimentsoversigt:

Se faneblad "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se faneblad "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: ☒ Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: Polyurethan, Silikone-gel klæbemasse (Allevyn* Gentle Border)
Allevyn Ag Gentle og Allevyn Ag Gentle Border varianter indeholder sølv-sulfadiazin

3.2. Plast:

Plast-typer: PU PE (emballage) PVC: ☒
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☒ nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: II B

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☒ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) < 25 C Opbevares bedst i originalemballagen

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	☒			
Enkeltemballage	☒			
Inderemballage	☒		☒	
Transportemballage	☒		☒	☒

Allevyn* Gentle / Gentle Border

Produkttoplysninger:

Hydrocellulær absorberende Polyurethanskum-forbinding til sår med let til kraftig sekretion. Vand- og bakterietæt overflade

Lav-allergen silikone-gel klæbemasse (Allevyn* Gentle Border)

Lav-allergen soft-gel klæbemasse (Allevyn* Gentle)

Latex-fri

Allevyn Ag Gentle og Allevyn Ag Gentle Border varianter indeholder Sølv-sulfadiazir

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Steril
				ALLEVYN* Gentle :				
66800247	66800247			Allevyn Gentle 5 x 5 cm	5 x 5 cm	10 STK.	6	*
66800248	66800248			Allevyn Gentle 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 STK.	6	*
66800249	66800249			Allevyn Gentle 10 x 20 cm	10 x 20 cm	10 STK.	4	*
66800250	66800250			Allevyn Gentle 15 x 15 cm	15 x 15 cm	10 STK.	4	*
66800251	66800251			Allevyn Gentle 20 x 20 cm	20 x 20 cm	10 STK.	2	*
				ALLEVYN* Gentle Border :				
66800269	66800269			Allevyn Gentle Border 7,5 x 7,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10 STK	30	*
66800270	66800270			Allevyn Gentle Border 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 STK	10	*
66800272	66800272			Allevyn Gentle Border 12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	10 STK	12	*
66800273	66800273			Allevyn Gentle Border 17,5 x 17,5 cm	17,5 x 17,5 cm	10 STK	8	*
66800900	66800900			Allevyn Gentle Border 10 x 20 cm	10 x 20 cm	10 STK	6	*
66800506	66800506			Allevyn Gentle Border Heel	23 x 23,2 cm	5 STK	7	*
66800897	66800897			Allevyn Gentle Border Sacrum	16,8 x 17,1 cm	6 STK	6	*
				ALLEVYN* Ag Gentle :				
66800440	66800440			Allevyn Ag Gentle 5 x 5 cm	5 x 5 cm	10 STK.	6	*
66800441	66800441			Allevyn Ag Gentle 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 STK.	6	*
66800442	66800442			Allevyn Ag Gentle 10 x 20 cm	10 x 20 cm	10 STK.	4	*
66800443	66800443			Allevyn Ag Gentle 15 x 15 cm	15 x 15 cm	10 STK.	4	*
66800444	66800444			Allevyn Ag Gentle 20 x 20 cm	20 x 20 cm	10 STK.	2	*
				ALLEVYN* Ag Gentle Border :				

Allevyn* Gentle / Gentle Border		

Produktoplysninger:

Hydrocellulær absorberende Polyurethanskum-forbinding til sår med let til kraftig sekretion. Vand- og bakterietæt overflade

Lav-allergen silikone-gel klæbemasse (Allevyn* Gentle Border)

Lav-allergen soft-gel klæbemasse (Allevyn* Gentle)

Latex-fri

Allevyn Ag Gentle og Allevyn Ag Gentle Border varianter indeholder Sølv-sulfadiazir

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
66800436	66800436			Allevyn Ag Gentle Border 7,5 x 7,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10 STK	30	*
66800437	66800437			Allevyn Ag Gentle Border 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 STK	10	*
66800438	66800438			Allevyn Ag Gentle Border 12,5 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm	10 STK	12	*
66800439	66800439			Allevyn Ag Gentle Border 17,5 x 17,5 cm	17,5 x 17,5 cm	10 STK	8	*

Sterilisation: Gamma-sterilisation iht. ISO 11137

Fremstillingsland: England / USA

Se separat datablad for øvrige Allevyn* varianter