

+ ALLEVYN[◇] GENTLE BORDER Skumbandage

Tilpasser sig og bliver siddende¹⁻⁵



Smith+Nephew

ALLEVYN[◇]
GENTLE BORDER
Skumbandage

www.smith-nephew.com/allevyn

EKSSUDATMÆNGDE		PRIMÆRE INDIKATIONER		
				
MODERAT ABSORPTIONSEVNE		BENSÅR	KIRURGISKE SÅR	SKIN TEARS
DIABETISKE FODSÅR	1. OG 2. GRADS FORBRÆNDINGER	DONORSTEDER	KRÆFTSÅR	TRYKSÅR
ANDRE INDIKATIONER				

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER bandager er fleksible og optimeret til patientkomfort. De findes i et udvalg af forskellige former og størrelser, der passer til mange sårtyper.⁵⁻⁸

Funktioner og fordele

ALLEVYN: Absorberende, beskyttende og skånsom

ALLEVYN skumbandager er absorberende, beskyttende og skånsomme og opfylder de grundlæggende forventninger til en bandage plus mere.



Absorberende^{7,9,10}

Den hydrocellulære skumkerne **afbalancerer innovativt absorption og retention** og skaber et fugtigt sårhelingsmiljø^{5,11-14} med minimal risiko for maceration.^{5,11-13}



Beskyttende^{7,15}

Den åndbare og vandtætte^{7,9,10} topfilm **danner en barriere mod bakterier¹⁶**, så længe bandagen forbliver intakt.



Skånsom silikoneklæb^{5,12}

Det skånsomme sårkontaktlag med silikoneklæb gør det **let at applicere og fjerne bandagen^{13,17,18}** samt minimerer **smerte og traume** ved bandageskift og inspektion af huden.^{9,10}

ALLEVYN GENTLE BORDER



Strækbar i flere retninger

- Hjælper ved applicering på **svært bandagerbare områder⁵⁻⁸**
- Letter formbarheden og medvirker til at **forbedre patientkomforten^{3,5-8}**



Unik kløverformet Multisite bandage

Unikt kløverformet design, der former sig efter svært bandagerbare kropsområder såsom knæet, **samtidig med at det lader leddet forblive fuldt fleksibelt.^{5-8,19}**



Kan klippes til^{*20}

Let at klippe til i den rigtige størrelse, uden at kanterne flosser, hvilket giver yderligere fleksibilitet²⁰

*Tilklipning vil kompromittere bandagens bakterielle barriereegenskaber. Anvend altid aseptisk teknik. Sørg for at tildække eksponerede skumområder med en passende filmbandage, men undlad at tildække hele bandagen.

ALLEVYN[®] GENTLE BORDER sortimentet



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Skumbandage



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Multisite skumbandage



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Sacrum skumbandage



ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Heel skumbandage til hæl

Varenummer	Beskrivelse	Antal
66800269	7,5 cm x 7,5 cm	10
66800270	10 cm x 10 cm	10
66800900	10 cm x 20 cm	10
66800264	10 cm x 25 cm	10
66800265	10 cm x 30 cm	10
66800272	12,5 cm x 12,5 cm	10
66800273	17,5 cm x 17,5 cm	10
66800897	Sacrum bandage 16,8 cm x 17,1 cm	6
66800959	Multisite 17,1 cm x 17,9 cm	10
66801031	Sacrum bandage 21,6 cm x 23 cm	10
66800506	Heel 23 cm x 23,2 cm	5


Smith+Nephew, Kay Fiskers Plads 9, 2300 København S, Danmark T: +45 45 80 61 00
Smith+Nephew, Krokslätts Fabriker 39, 431 37 Mölndal, Sverige T: +46 31 74 65 800
Smith+Nephew, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu, Norge T: +47 66 84 20 20
Smith+Nephew, Lentäjantie 1, 01530 Vantaa, Finland T: +358 (0)207 866 333

www.smith-nephew.com

© Varemærke tilhørende Smith+Nephew. Alle varemærker anerkendes.
©2024 Smith+Nephew 42328-da-nord 02/24



Less waste
+ more care



Se venligst de detaljerede produktoplysninger, herunder indikationer, kontraindikationer, forholdsregler og advarsler, i det relevante produkts brugsanvisning (IFU), før produktet tages i brug.

Referencer: 1. Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Wounds UK. 2012;8(4):110–118. 2. Davies A, Harish S, Price J. Selecting dressings to manage exudate and enhance patient wellbeing. Wounds UK. 2015;11(3):54–61. 3. Hampton S. British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing). 2010;19(6):S30–33. 4. Stephen-Haynes J, Greenwood M, Merrick J, Callaghan R. British Journal of Community Nursing 2012;17:S38–S44. 5. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32–44. 6. S+N 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. 7. S+N 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 8. Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. Wounds UK. 2016;12(2):70–78. 9. S+N 2009. ALLEVYN Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DS/09/013/R7. 10. S+N 2007. Allevyn Ag Non-Adhesive Dressing Physical Properties. Internal Report. DOF 0702001. 11. Leonard S, McCluskey P, Long S, Butters V, Winter R, Smith G. An evaluation of Allevyn™ Adhesive and Non-Adhesive foam dressings. Wounds UK. 2009;5(1):17–26. 12. S+N 2022. Post Market Clinical Follow-Up (PMCF) Report for ALLEVYN GENTLE. CSD.AWM.22.050. 13. Rossington A, Drysdale K, Winter R. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK. 2013;9(4):91–95. 14. White R, Hartwell S, Brown S. Interim report on a study to assess the effectiveness and improved fluid uptake of new ALLEVYN. Wounds UK. 2007;3(4):122–127. 15. Forni C, Gaziano D, Allegrini E, et al. Effectiveness of a multi-layer silicone-adhesive polyurethane foam dressing as prevention for sacral pressure ulcers in at-risk in-patients: Randomized controlled trial. International Journal of Nursing Studies. 2022;127:104172. 16. S+N 2023. Bacterial barrier properties of the ALLEVYN Dressing Range. Internal Report. CSD.AWM.23.032. 17. S+N 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 18. S+N 2016. Product Performance of Next Generation ALLEVYN Life Internal Report (HVT080) GMCA-DOF/08. 19. S+N 2017. Internal Report. GMCA-DOF-09. 20. S+N 2015. Cutting of ALLEVYN variants. Internal Report. DS/14/318/R. 21. S+N 2022. Methodology for the reduction in packaging material of ALLEVYN[®] bordered dressings. Internal Report. CSD.AWM.22.045.