



Varenummer 221982

Honningbandage, Algivon Plus, 10x10cm, alginat, uden klæber, latexfri, steril, engangs

- ✓ Alginatbandage
- ✓ 100 % Manuka honning
- ✓ Til moderat-kraftigt væskende sår
- ✓ Reducerer lugtgener
- ✓ Kan klippes og ligge op til 7 dage



Produktbeskrivelse

Algivon Plus er en absorberende alginat fiberbandage imprægneret med 100% Manuka honning. Manuka honning har en kendt antibakteriel og antiinflammatorisk effekt. Understøtter et fugtigt sårmiljø og reducerer lugtgener.

Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår. Bandagen bør varmes op til stuetemperatur, inden det lægges på såret, og det har ingen betydning, hvilken side af bandagen, der lægges mod såret.

Kan ligge i såret i op til 7 dage. Kan klippes i og formes efter behov.

Fikseres med en passende sekundær bandage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Honningbandage
Varemærke	Algivon Plus
Features	Alginat, uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat imprægneret med Activon-honning
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Er honningbandagen kold, kan den være vanskelig at forme.
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	22 cm	21 cm	23.5 cm	5060031476606
pk	5 stk	18.8 cm	18.7 cm	1.8 cm	5060031476590
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt