

Varenummer 222118

Hydrofob bandage, Sorbact Surgical Dressing, 7,2x5cm, grøn, kirurgisk bandage, m/klæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact® Surgical Dressing er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende sårpude og en transparent, klæbende film. Bandagens absorberer og holder på eksudat og opretholder et fugtigt sårmiljø. Den vandafvisende film beskytter mod ekstern kontaminering og lader overskydende væske fordampe.

Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Surgical Dressing
Farve	Grøn
Features	Kirurgisk bandage, m/klæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Acetatvæv, fedtsyreester, PUR, akrylatklæber
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	5 cm
Størrelse på sårpude	2,8 x 3,8 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	28.5 cm	19.8 cm	26.1 cm	7392130002492
pk	50 stk	12 cm	9 cm	13.1 cm	7392130002409



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt