



Produktdatablad

Sølvbandage, PolyMem WIC Silver, 8x8cm

Varenummer: 222130



Varedeklaration

Forpakning: 10 stk pr. pakke. 2 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: Sølvbandage. Varemærke: PolyMem. Vareserie: WIC Silver. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Farve: grå. Ingredienser/sammensætning: PUR, F68, glycerin, majsstivelse, nanokrystalliserede sølv-ioner. Features: u/klæbende kontaktag og u/klæb, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Længde/dybde: 8 cm. Bredde: 8 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: PolyMem Multifunktionel sårbandage tilsat sølv designet til aktivt at fremme heling af inficerede sår samt lindre smerte. Består foruden mikroskopiske sølvpartikler af en matrix med en sårrensende surfaktant, fugtgivende glycerin, superabsorberende stivelse samt en semipermeabel filmoverside. Sølvet aktiveres i takt med, at bandagen bliver fugtig og absorberer sårveske, debris og bakterier. Sølvet virker kun i bandagen og bliver således ikke frigivet til sårbunden, hvorved nye celler beskyttes mod sølvets toksiske effekt, og sår/væv misfarves ikke af sølv. Kan således anvendes til alle, der tåler sølv, herunder nyfødte og spædbørn. In vitro forsøg viser mindst 99,9% af bakterielle og fungale stammer forsvinder. PolyMem Silver bandagerne har i øvrigt samme unikke terapeutiske funktion som PolyMem Multifunktionelle sårbandager uden sølv. PolyMem Silver anvendes ved kritisk kolonisering, risiko for infektion samt til behandling af inficerede sår, hvor den underliggende årsag til infektionen er behandlet. Endvidere er PolyMem Silver særdeles velegnet til reduktion af lugtgener fra sår. PolyMem WIC Silver vælges og anvendes efter samme principper som PolyMem WIC uden sølv. PolyMem WIC Silver er en kavitationsbandage, der kan anvendes i kaviteter, hvor man kan se sårbunden, samt som sårkontaktag ved meget væskende sår. Har ingen bagsidefilm, og transporterer ekssudat videre til sekundær bandage, der bør være PolyMem MAX, alternativt en superabsorberende bandage ex. Curea P1. Kan tilklippes. Kan sidde i op til 7 dage, såfremt sårets tilstand tillader det. . Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.