

Bakterier kan ikke modstå Sorbact® – det er en naturlov

Sorbact® er en opfindelse, der har vist gode resultater i sårbehandlingen. Den DACC™-belagte overflade er af en særlig karakter og har hydrofobe egenskaber, der forebygger og behandler infektion uden at frigive aktive stoffer til såret. Bakterier er forankret og irreversibelt bundet til den unikke overflade. Sorbact® binder også svampe og endotoksiner, der kan hæmme sårheling. Baseret på fysiske interaktioner fjerner Sorbact®-bandager sikkert bakterier, svampe og endotoksiner.



BINDER

- Den DACC™-belagte overflade af Sorbact® har særlige karakteristika og hydrofobe egenskaber
- Bakterier bindes og forankres naturligt til den unikke DACC™-belagte overflade
- Binder også endotoksiner, der kan forringe sårheling*



HÆMMER

- Bakterierne bindes irreversibelt og væksten hæmmes
- Det er påvist, at endotoksiner ikke bliver frigivet fra bakterierne*
- Antimikrobiel resistens er ikke forventet



FJERNER

- Bundne bakterier, svampe og endotoksiner fjernes på en sikker måde
- Bakterielastningen i sårbunden mindskes
- Reduceret mikrobiel belastning fremmer den naturlige sårheling

*In vitro-data

Produktsortiment



Sorbact® Compress Sårkontaktlag/Sårfyldningsmateriale

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222133	72165-34	98128	4 x 6 cm	40	<i>Ikke på aftale</i>	72165-30	98124	10 x 100 cm	10
222125	72165-35	98125	7 x 9 cm	40				(rulle)	



Sorbact® Gel Compress Sårkontaktlag med hydrogel

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999918337	72764-11	98136	7,5 x 7,5 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72764-02	98180	15 x 20 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	72764-06	98139	3 x 15 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72764-04	98181	20 x 25 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	72764-08	98137	7,5 x 15 cm	10					



Sorbact® Ribbon Meche

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	72165-40	98115-10	1 x 50 cm	10	222113	72165-43	98120	5 x 200 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	72165-41	98116-10	2 x 50 cm	10	1999913988	72165-39	98119	10 x 200 cm	10



Sorbact® Foam Dressing Skumbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222136	72763-00	98310	10 x 10 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	98320	98320	10 x 20 cm	10
222137	72763-01	98315	15 x 15 cm	10	1999916497	72763-06	98325-10	Ø 4,5 cm	40 (4 x 10)



Sorbact® Surgical Dressing Filmbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
222118	72766-00	98140-50	5 x 7,2 cm	50	<i>Ikke på aftale</i>	72766-10	98144	10 x 25 cm	20
222119	72766-03	98141	8 x 10 cm	20	<i>Ikke på aftale</i>	72766-13	98145	10 x 30 cm	20
<i>Ikke på aftale</i>	72766-06	98142	8 x 15 cm	20	<i>Ikke på aftale</i>	72766-15	98146	10 x 35 cm	20
<i>Ikke på aftale</i>	72766-08	98143	10 x 20 cm	20					



Sorbact® Superabsorbent Superabsorbant

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1000001332	72698-29	98501	10 x 10 cm	10	1000001334	72698-33	98503	20 x 20 cm	10
1000001333	72698-31	98502	10 x 20 cm	10	<i>Ikke på aftale</i>	72698-35	98504	20 x 30 cm	10



Sorbact® Absorption Absorptionsbandage

Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.	Abena Varenr.*	Varenr.**	REF	Størrelse	Stk./pk.
1999913969	72165-25	98226-10	7 x 9 cm	10	1999913971	72165-26	98223	10 x 20 cm	10
1999913970	72165-20	98225	10 x 10 cm	10					



Cutimed® Siltec® Sorbact® B Skumbandage med silikonekant

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	73251-76	7,5 x 7,5 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-84	10 x 10 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-77	12,5 x 12,5 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-78	15 x 15 cm	10
<i>Ikke på aftale</i>	73251-79	17,5 x 17,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-80	22,5 x 22,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-85	7 x 10 cm (oval)	10

Cutimed® Siltec® Sorbact® B Sacrum

Abena Varenr.*	Varenr.**	Størrelse	Stk./pk.
<i>Ikke på aftale</i>	73251-81	17,5 x 17,5 cm	5
<i>Ikke på aftale</i>	73251-82	23 x 23 cm	5

*Abena varenr. til bestilling. **Essity varenr.

For detaljeret produktinformation, kontraindikationer, forsigtighedsregler og advarsler, bedes den gældende brugsanvisning (IFU)

References 1 Mosti G et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. *J Wound Care*. 2015;24(3):121-127. 2. Kammerlander G et al. An investigation of Cutimed Sorbact as an antimicrobial alternative in wound management. *Wounds UK*. 2008;4:10-18. 3. Hampton S. An evaluation of the efficacy of Cutimed Sorbact in different types of non-healing wounds. *Wounds UK*. 2007;3:113-119. 4. Husmark J et al. Antimicrobial effects of bacterial binding to a dialkylcarbamoyl chloride-coated wound dressing: an in vitro study. *J Wound Care*. 2022;31:560-570.

Cutimed® er et registreret varemærke tilhørende BSN medical GmbH.

Læs mere på sorbact.dk



Sorbact® er et registreret varemærke tilhørende Abigo Medical AB 9017_1223

Essity Denmark A/S Gydevang 33 DK-3450 Allerød

sorbact.dk
+45 48 16 82 20
kundeservice.dk@essity.com



Brugervejledning

Sorbact® sårbandager forebygger og behandler sårinfektioner



