

RENASYS dobbeltklæbende gelplade

RENASYS dobbeltklæbende gelplade er fleksibel, skånsom og nem at applicere. Pladen er udviklet til på en nemmere måde at sikre mod lækage og forsegle ved bandagering på svært bandagerbare steder på kroppen. RENASYS dobbeltklæbende gelplade kan anvendes sammen med alle RENASYS NPWT sårfyldningskit. Pladen består af en højklæbende hydrogel, der kan blive siddende på huden i op til 72 timer, og er samtidig meget skånsom mod huden ved fjernelse.


- Bidrager til at opretholde forsegling på svært bandagerbare områder på kroppen
- Kan anvendes til at løfte dræn eller slanger væk fra patientens hud
- Kan nemt klippes til ønsket form og størrelse
- Skånsom mod huden ved fjernelse¹
- Kompatibel med alle RENASYS NPWT sårfyldningsskit

Bemærk: RENASYS dobbeltklæbende gelplade
må kun anvendes på intakt hud



RENASYS[®] dobbeltpklæbende gelplade

Kan nemt klippes til ønsket form og størrelse:




Velegnet til mange forskellige områder:



Sår på fod/tæer



Forsegling af dræn



Sakralsår



Produktsortiment

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Antal / æske
66801082	RENASYS dobbeltpklæbende gelplade	10cm x 7cm	10 stk

Reference

1. Skelhorne, G, Munro H. Hydrogel adhesives for wound-care applications. Med Device Technology 2002 Nov: 13 (9): 19-23.

For patients. For budgets. For today.°

Wound Management

Smith & Nephew
Slotsmarken 14
2970 Hørsholm

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51
sn.dk@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com/wound
www.npwt.com
www.renasys.co

*Varemærke tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew Juni 2012
35369

