



Varenummer 222208

## Brandsårsbehandling, Burnshield, hydrogel, 3,5 ml, burn blott, steril, engangs

- ✓ Enkel at anvende
- ✓ Kølende og lindrende
- ✓ Kompakt, nem at have med på turen



### Produktbeskrivelse

Burnshield hydrogel anvendes til førstehjælp ved brandsår og skoldninger. Gelen kan endvidere lindre ved solskoldning, insektbid, kontakt med brandmænd samt brændenælder. Gelen har en kølende og lindrende effekt - med mellem 6-7 grader og begrænser derved såvel skadens omfang som smerten. Den er meget enkel at anvende: Læg gelen på det skadede område, og lad den blive liggende i mindst 30-45 minutter. Gentag evt. behandlingen hvis nødvendigt.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Brandsårsbehandling
Varemærke	Burnshield
Features	3,5 ml, burn blott, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Hydrogel
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år efter produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	43 cm	30 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				6007645000215



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.