

BD™ insulinsprøjte med/uden sikkerhedsmekanisme



- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Alle insulinsprøjter har fast kanyler for større sikkerhed og mindre affald
- Komplet sortiment af insulinsprøjter
- Nu også med sikkerhedskanyler, der mindsker risikoen for stikskader



BD Micro-Fine+™ insulinsprøjte med fast kanyler

Sprøjte volumen ml/enhed	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3/30	0,005	30G x 5/16	0,30 x 8	100 (10 posere a 10)/500	324826
0,5/50	0,005	30G x 5/16	0,30 x 8	100 (10 posere a 10)/500	324825
0,5/50	0,005	29G x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 posere a 10)/500	324824
1,0/100	0,02	29G x 1/2	0,33 x 12,7	100 (10 posere a 10)/500	324827



BD SafetyGlide™ TNT, insulinsprøjte med sikkerhedskanyler

Sprøjte volumen ml	Sprøjte graduering ml	Kanylestørrelse G x tommer	Kanylestørrelse udv.Ø x længde mm	Kanylens væg	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
0,3	0,01	31G x 5/16	0,25 x 8	tynd	100/400	305937
0,5	0,01	30G x 5/16	0,30 x 8	tynd	100/400	305934
0,5	0,01	29G x 1/2	0,33 x 13	normal	100/400	305932
1,0	0,01	29G x 1/2	0,33 x 13	normal	100/400	305930

Materialeindhold

Sprøjte:
Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
Beskyttelseshætte: polyethylen
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: Siliconeolie

Emballagemateriale

polyethylen
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com