



Varenummer 225067

Kontrolopløsning, Contour next, 2,5 ml, klar, høj



Produktbeskrivelse

Kontrolvæskerne er beregnet til at afdække eventuelle tekniske problemer med blodsukkerapparatet, strimler eller måleteknik. Det forventede resultat står på teststrimmelbeholderen, bemærk at kontrolværdien kan variere noget fra et lotnummer til et andet lotnummer af teststrimler. Kontrolflasken rystes grundigt, ca. 15 gange før brug og analyseres som almindelig blodprøve. Kontrolvæskerne er holdbare i 2 år fra produktionsdatoen ved opbevaring ved stuetemperatur. En åben kontrolvæske er holdbar i 6 måneder. Contour Next kontrolopløsning findes i flere udgaver høj, normal og lav, som simulere henholdsvis høje, normale og lave blodsukkerværdier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kontrolopløsning
Varemærke	Contour next
Farve	Klar
Features	Høj
Rumindhold, netto	2.5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed, åbnet	6 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Påføres teststrimlen, ligesom ved normal blodsuktermåling.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	6.5 cm	4.2 cm	2.2 cm	5016003733000



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.