

BD Eclipse™ sikkerhedskanyle



- Robust beskyttelseshætte, der beskytter hele kanylen efter aktivering
- Sikkerhedsmekanismen aktiveres med én hånd umiddelbart efter injektion (intet behov for hårdt underlag for aktivering)
- Sikker og tydeligt synlig/hørbar låsning af sikkerhedsmekanismen
- Kan ikke deaktiveres
- Minimalt ændret injektionsteknik
- Positionen af nåleøjlet i forhold til sikkerhedsmekanismen letter injektion i lav vinkel
- BD Microlance™ 3 injektionskanyle – unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten
- Sikker tilslutning til både Luer- og Luer-Lok™ -sprøjter



BD Eclipse™ sikkerhedskanyle, særskilt emballeret

Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
30G x 1/2	0,3 x 13	normal	gul	100/1200	305771
27G x 1/2	0,4 x 13	normal	grå	100/1200	305770
27G x 3/4	0,4 x 19	normal	grå	100/1200	305889
27G x 1 1/2	0,4 x 40	normal	grå	100/1200	302436
25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	100/1200	305760
25G x 1	0,5 x 25	normal	orange	100/1200	305891
23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	100/1200	305892
23G x 1 1/4	0,6 x 30	normal	blå	100/1200	305886
22G x 1 1/4	0,7 x 30	normal	sort	100/1200	305887
21G x 1	0,8 x 25	normal	grøn	100/1200	305894
21G x 1 1/2	0,8 x 40	normal	grøn	100/1200	305895
20G x 1	0,9 x 25	normal	gul	100/1200	305899
20G x 1 1/2	0,9 x 40	normal	gul	100/1200	305888
18G x 1 1/2	1,2 x 40	normal	lyserød	100/1200	302437

BD Eclipse™ Combo, injektionssprøjte og sikkerhedskanyle, sampak

Sprøjte Luer-Lok™ Volumen ml	Kanyle Dimensioner G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	25G x 5/8	0,5 x 16	normal	orange	50/300	305781
3	23G x 1	0,6 x 25	normal	blå	50/300	305782
3	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305783
5	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305785
10	22G x 1 1/2	0,7 x 40	normal	sort	50/300	305786

Materialeindhold

Ansats, beskyttelseshætte og sikkerhedsmekanisme: polypropylen
Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
Lim: Epoxyresin
Overfladebehandling: siliconeolie
Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Polyethylen
Polyamid
Karton
Bølgepap



Steriliseringsmetode
Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com