

BD PosiFlush™, forfyldt NaCl-sprøjte til skylning



- Sprøjte forfyldt med NaCl 9 mg/ml
- Beregnet til skylning af IV-katetre
- Færdigmærket, hvilket mindsker risikoen for lægemiddelforveksling
- Letter aseptisk håndtering – overflødig gør manuel aspiration og mindsker risikoen for krydskontaminering
- Mindsker risikoen for kateterskade, idet sprøjtediameteren, der svarer til en 10-ml-sprøjte, forhindrer for højt skylletryk
- Udformet med henblik på at mindske risikoen for blodtilbageløb ved skylning
- Forenkler skylleproceduren – tidsbesparende og effektiv
- Findes i 2 forskellige udgaver, model SP og model XS (se nedenfor)



Bemærk! BD PosiFlush™ er medicoteknisk udstyr, der udelukkende er beregnet til skylning af IV-katetre. Den må derfor ikke benyttes til blanding af tørre substanser eller fortynding af medicin.

BD PosiFlush™ SP, steril infusionsbane og ren yderside i topkvalitet (Kan benyttes ved al skylning bortset fra skylning i steril felt)

Sprøjte Luer-Lok™ volumen ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	30/480	306573
5	30/480	306574
10	30/480	306575

BD PosiFlush™ XS, ind- og udvendigt steril (Kan benyttes ved al skylning, dvs. også i steril felt)

Sprøjte Luer-Lok™ volumen ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
3	30/240	306570
5	30/240	306571
10	30/240	306572

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie
Prop: polypropylen
Opløsning: NaCl 9 mg/ml

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Polyethylen
Polyester
Polypropylen
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Dampsterilisering



3 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EEF
(klasse III)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com