


BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, tre-komponentsprøjte



- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Siliconebehandlet for jævn stempelgang
- Ergonomisk udformet stempelstang for sikkert greb
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Dobbelt stempelringe forhindrer lækage
- Ingen lækage selv ved højt tryk
- 100-ml-sprøjten med kateterspids kan ændres til Luer-fitting ved hjælp af en medfølgende adapter
- Den ravgule 50-ml-sprøjte beskytter lysfølsomme lægemidler
- Latexfri emballage eliminerer risikoen for overfølsomhedsreaktioner

Anvendelse

- 50-ml-Luer-Lok™ -sprøjterne er specielt udformede til automatiske sprøjtepumper og passer til de mest udbredte sprøjtepumper på markedet (se kompatibilitetslisten i appendiks)



Sprøjter uden kanyler

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
20	Luer/excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/centreret	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300865
60	Luer-Lok™/centreret	1	40/160	309653
50 perfusion	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300137
50 ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	60/240	300869
50 perfusion ravgul	Luer-Lok™/centreret	1	50/100	300139

Sprøjter med Kateterspids

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50	Kateterspids/centreret	1	60/240	300867
100	Kateterspids/centreret	2	25/50	300605

Sprøjter med aftagelig kanyler

Volumen ml	Kanylestørrelse G x tommer	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
50 perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 perfusion ravgul	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
 Pakning: syntetisk polyisopren (latexfri)
 Overfladebehandling: siliconeolie
 Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
 Kanyler: rustfrit stål (AISI 304)
 Lim: epoxyresin
 Overfladebehandling: siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
 Transparent plastfilm
 (polyethylen/polyamid)
 Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
 (sprøjte Luer: klasse I)
 (sprøjte Luer-Lok™: klasse IIa)



Helping all people
 live healthy lives

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Medical Surgical Systems BD Danmark
 Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
 2620 Albertslund
 Tlf.: 43 43 45 66
 www.bd.com