


BD Discardit™ II, to-komponentsprøjte



- Solid stempelstang for nem og sikker injicering uden risiko for lækage
- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Ergonomisk udformet stempelstang for sikkert greb



BD Discardit™ II

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.- emb.	Art.nr.
2	Luer/centreret	0,1	100/3000	300928
5	Luer/excentrisk	0,2	100/1800	309050
10	Luer/excentrisk	0,5	100/1200	309110
20	Luer/excentrisk	1,0	80/960	300296

Materialeindhold

Cylinder: polypropylen
Stempelstang: polyethylen
Overfladebehandling: polyamid

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF
(klasse I)



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com