


BD Plastipak™ tre-komponentsprøjte



- Glasklar plast for kontrol af indhold
- Graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Siliconebehandlet for jævn stempelgang
- Ergonomisk formet stempelstang giver et sikkert greb
- Stempelstop forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Dobbelte stempelringe forhindrer lækage
- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner

Sprøjter med aftagelig kanyle

Sprøjter med aftagelig kanyle giver alle de fordele, som BD Plastipak™ sprøjten og BD Microlance™ 3 kanylen har. Dertil kommer forenklet injektion som følge af færre arbejdsstrin



Sprøjter uden kanyle

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering ml	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
2/2,5	Luer/centreret	0,1	100/800	300185
5	Luer/centreret	0,2	100/400	302187
10	Luer/excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/centreret	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/centreret	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/centreret	0,2	100/400	300912

Materialeindhold

Cylinder og stempelstang: polypropylen
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)
Overfladebehandling: siliconeolie
Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
Kanyle: rustfrit stål (AISI 304)
Lim: epoxyresin
Overfladebehandling: siliconeolie

Emballagemateriale

Papir
Transparent plastfilm
(polyethylen/polyamid)
Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid (sprøjter med Luer-fitting / sprøjter med kanyle)
Strålesterilisering (sprøjter med Luer-Lok™-fitting)



5 år

CE-mærkede iht. MDD 93/42/EØF
(Sprøjte uden kanyle: klasse I)
(Sprøjte med kanyle: klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
2620 Albertslund
Tlf.: 43 43 45 66
www.bd.com