

Produktdatablad

Produktnavn

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn B. Braun Melsungen AG
Adresse Carl-Braun-Strasse 1
Land 34212 Melsungen Tyskland
Website: www.bbraun.com

1.2. Forhandler:

Navn B. Braun Medical A/S
Adresse Solbjergvej 3, 5., 2000 Frederiksberg
Tlf. nr. 33 31 31 41
Fax nr. 33 31 14 23
E-mail: claus.lundin@bbraun.com
Website: www.bbraun.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001: 2000,
EN ISO 13485:2003

Forhandler: Ingen

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Omnifix® 50 ml Kat. Sp.

2.2. Sortimentsoversigt:

Varenr. 4613503

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se tilføjelser side 3.

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Andet: Nej

Økologisk: Nej

3.2. Plast:

Plast typer: PP, PS, IR

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: Ingen

% af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: Ingen

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: Ingen

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer:

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:
Industrie- und Handelskammer Kassel

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	x			
Enkeltemballage	x	x	x	x
Inderemballage	x	x	x	x
Transportemballage	x	x	x	x

Øvrige oplysninger

Der er påtrykt en skala, som sidder modsat studsén.

Ydre og indre Ø diameter

1 ml	Ydre Ø 6,19 mm Indre Ø 4,69 mm
2 ml	Ydre Ø: 10,8 mm Indre Ø 9,65 mm
5 ml	Ydre Ø: 13,7 mm Indre Ø 12,45 mm
10 ml	Ydre Ø 17,3 mm Indre Ø 15,9 mm
20 ml	Ydre Ø 21,55 mm Indre Ø 20,05 mm
30 ml	Ydre Ø 23,50 mm Indre Ø 22 mm
50 ml	Ydre Ø 33 mm Indre Ø 29 mm
100 ml	Ydre Ø 41 mm Indre Ø 38 mm

Stempelhusene er påført silikoneolie 0,25 mg pr. cm²

Sterilisationsmetode: EO jf. EN550

3 komponentssprøjte

På ydre forpakning findes alle oplysninger der kræves jf. CE-mærkningsdirektivet.

Indre forpakning:

Varenr., lot nr., varenavn samt str., udløbsdato, produktionsdato, sterilisationsmetode, producentnavn, NB ID nr.