



**Sænkingsrør, BD Vacutainer Seditainer,
5 ml, sort, med natriumcitrat (0,105 M),
Hemogard lukning**



Anvendes til at måle erythrocytternes sænkingshastighed (ESR). Aflæses manuelt via BD Seditainer stativet efter 60 min.

Produktbetegnelse	Sænkingsrør
Varemærke	BD Vacutainer
Vareserie	Seditainer
Farve	Sort
Features	Med natriumcitrat (0,105 M), Hemogard lukning
Rumindhold, brutto	5 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	66 cm	18 cm	30 cm	50382903666749
pk	100 stk	15 cm	18 cm	13 cm	30382903666745
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.