

BD Vacutainer® ESR-rør (natriumcitratbuffer 1:4)



Anvendelsesområde: BD Vacutainer™ Seditainer™ anvendes til at måle erythrocytternes sænkingshastighed (ESR), uden at man behøver åbne et røret for at afpipettere eller overføre blod.

Tilsætning: Blandingsforhold natriumcitrat-blod i BD Seditainer™ ESR-rør er 1:4

Blanding: Blodet trækkes direkte ind i BD Seditainer™ røret, røret skal blandes 8-10 gange, indsættes i BD Seditainer™ stativet, og resultatet kan aflæses efter 60 minutter.

Andet: BD Seditainer™ rør fremstilles af glas og er markeret med en sort prop.
BD Seditainer™ stativet har plads til op til 10 BD Seditainer™ rør, er udstyret med en unik nul-justering, og giver Westergren-aflæsninger.

BD art nr	Tilsætning	Vol. (ml)	Farve	Størrelse (mm)	Etikettype	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® Seditainer™ rør af glas med sort BD Hemogard™ lukning						
367740	Na-citrat (0.129M)	1,6		13 x 75	Papir	100/1000
367741	Na-citrat (0.105M)	2,4		13 x 75	Papir	100/1000
366674	Na-citrat (0.105M)	5.2		10.25 x 120	Papir	100/1000
BD Vacutainer® Seditainer™ rør af glas med sort traditionel lukning						
366666	Na-citrat (0.105M)	5.2		10.25 x 120	Papir	100/1000
BD Vacutainer® Seditainer™ rør af glas med sort lukning - Sedi-15						
366676	Nacitrat (0.105M)	1.8		8 x 100	Papir	100/1000
BD art nr	Beskrivelse	Mængde				
BD Vacutainer® manuel ESR Seditainer™ Stativ						
366016	BD Seditainer™	1				

Kontakt os venligst, hvis De ønsker kopier af BDs kliniske studier med BD Vacutainer® Seditainer Tubes

