


BD Vacutainer® Eclipse™ sikkerhedskanyle



BD Vacutainer® Eclipse™ kanyler inkorporerer ekstra sikkerhed i den traditionelle BD Vacutainer® blodprøvekanyler, og det er ikke nødvendigt at ændre blodtagningsteknik. Den indbyggede sikkerhedsafskærmning flugter med kanylens skrånkant, og den kan aktiveres straks efter blodprøvetagning i en kontinuerlig bevægelse med én hånd. Den kan aktiveres uden brug af arbejdsbord eller anden flade. Sikkerhedsafskærmningen låses permanent fast, hvilket væsentligt reducerer risikoen for personskader med nålestik og overførsel af infektioner. BD Eclipse™ kanyler er kompatible med alle BD Vacutainer™ holdere og rør.



BD art nr	Tykkelse	Længde	Farve kode	Æske/karton mængde
BD Vacutainer® Eclipse™				
368609	21G (0,8 mm)	1,25" (32 mm)		48/480
368610	22G (0,7 mm)	1,25" (32 mm)		48/480
BD Vacutainer® Eclipse™ med påmonteret engangsholder				
368650	21G (0,8 mm)	1,25" (32 mm)		100
368651	22G (0,7 mm)	1,25" (32 mm)		100