

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn _____
Adresse _____
Land _____
Website: _____

1.2. Forhandler:

Navn COMACO A/S
Adresse Banealle 8a, 8450 Hammel
Tlf. nr. 86 990 100
Fax nr. 86 990 300
E-mail: comaco@sterinox.dk
Website: www.comaco-as.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn COMACO og STERINOX

2.2. Sortimentsoversigt:

Se sortiment på ark 2

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se på ark 2

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballage/sterilbar)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: plastik

3.2. Plast:

Plast-typer: ?

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilb

Pap: Papir: Glas:

Metal: Latex: Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse:

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____ Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger


(Angiv anbefalinger) Temperatur: -5 til 50 grader C

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Udfra miljømæssige hensyn anbefaler Coloplast nedenstående affaldshåndtering.

Bemærk dog at affaldshåndteringen skal være i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. g
Produkt		X		
Enkeltemballage			Materiale	Genanvendelse
Inderemballage			Materiale	Genanvendelse
Transportemballage			Materiale	Genanvendelse



arrieren)

	X
--	---

en anvend.

11/11/2016

COMACO Instrumenter

Varenavn:	Varenr.:	Mål i cm:	Vægt i g:	stk./ colli
Fingerringssav	S14-410-0170	17 cm.		1
Klinge til fingerringssav	S14-411-0001			1
Gipssaks, Seutins	10-0148	23 cm	265	5
Gipssaks, Seutins med takker	10-0149	23 cm.	265	5
Spiralfjernetang / Mathiew tang	S6-150-0200	20 cm.		1
Uterus biopsitang / Schubert biopsitang	S6-180-0260	26 cm.		1
Ørepincet, vinklet fin / Troelch pincet	S2-320-0120	12 cm.		1
Øretang / Hartmann polyp tang	S14-050-0850	8,5 cm.		1
Mikro øretang / Mini McGee øretang	S14-163-3006	3,0 * 0,6 mm		1
Næsepincet / Jansen næse pincet	S2-358-0200	20 cm.		1
Næsespekulum /Hartmann-Halle small	S14-250-0150	15 cm.		1
Næsespekulum / Hartmann-Halle medium	S14-251-0150	15 cm.		1
Næsespekulum / Hartmann-Halle large	S14-252-0150	15 cm.		1
Næsepolypslynge / Kause polyp slynge	S14-063-0000	26 cm.		1
Løse slynger til Næsepolypslynge	S14-063-0002			12
Iris pincet, lige anatomisk	S2-112-0105	10,5 cm.		1
Øjenlågsvender, Desmarres lille	S5-240-1616	16 cm 16 mm		1
Øjenlågsvender, Desmarres stor	S5-240-1618	16 cm 18 mm		1
Meyer hulmejsel	S14-320-0140			1
Sutursaks, spids/spids lige, 11,5 cm.	100-1034	11,5 cm.	22	10
Sutursaks, spids/spids buet 11,5 cm.	100-1033	11,5 cm.	22	10
	631-0250	25 cm.	85	10
	19-0301	13 cm.	21	10
	351-0110	11 cm.		25
	23-0399	14 cm.	9	20

Vedr. Rengøring af instrumenter: Instrumenter skal tørres umiddelbart efter vask. Alle instrumenter

Mål æske b*I*h mm	Vægt æske	Toldtariff:	Anvendelse	Rengøring	Leveres	Ståltype
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4310
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4021
		90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	DIN 1.4117
71*126*34	265	90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
71*126*34	265	90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
92*323*37	954	90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
75*142*33	229	90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410
		90.18.85.00.00	Engangs	Tåler IKKE sterilisation	Steril	
92*147*35	220	90.18.85.00.00	Flergangs	Tåler sterilisation	Usteril	AISI 410

bør smøres med instrumentolie efter hver vask / sterilisation.