

Alt det du elsker ved skumbandager med sølv og mere til

Vandtæt, beskyttende toplag

Blød og fleksibel skumpude

AQUACEL® Ag lag

Skånsom silikoneklæber

Den eneste skumbandage med AQUACEL® bandagens ophelende egenskaber, skumbandagens komfort og enkelthed samt den bakteriedræbende effekt af sølv.¹

- Binder væske, bakterier og enzymer²
- Forhindrer lateral spredning af væske – reducerer risiko for maceration²
- Former sig efter sårets konturer og mindsker hulrum mellem sår og bandage, hvor bakterier kan udvikle sig^{2,3}
- Bred, hurtig og vedvarende antimikrobiel effekt.¹

Vælg den rigtige AQUACEL® Foam -bandage

Findes i flere forskellige størrelser og former for at imødekomme dine behov indenfor sårbehandling

- Kan tilklippes til ønsket størrelse og form



Anvend AQUACEL® Ag Foam –bandage til overfladiske, væskende, inficerede sår og sår med risiko for infektion.



AQUACEL® Ag Foam -bandage

Vare-nummer	Størrelse cm	Max sårstørrelse cm	Antal/æske	
Med silikoneklæber				
420805	8 x 8	3 x 3	10	
420681	10 x 10	5 x 5	10	
420627	12,5 x 12,5	6,5 x 6,5	10	
420628	17,5 x 17,5	11,5 x 11,5	10	
420629	21 x 21	15 x 15	5	
420647	19,8 x 14 (hæl)	12 x 7	5	
420648	20 x 16,9 (sakral)	12 x 10	5	
420807	25 x 30	19 x 24	5	

Uden klæber

420639	5 x 5		10	
420642	10 x 10		10	
420645	15 x 15		5	
420646	20 x 20		5	
420806	15 x 20		5	



Til dybe, inficerede sår og sår med risiko for infektion anvendes AQUACEL® Ag bandage som primærbandage og AQUACEL® Foam bandage som sekundærbandage.



AQUACEL® Foam -bandage

Vare-nummer	Størrelse cm	Max sårstørrelse cm	Antal/æske	
Med silikoneklæber				
420804	8 x 8	3 x 3	10	
420680	10 x 10	5 x 5	10	
420619	12,5 x 12,5	6,5 x 6,5	10	
420621	17,5 x 17,5	11,5 x 11,5	10	
420623	21 x 21	15 x 15	5	
420625	19,8 x 14 (hæl)	12 x 7	5	
420626	20 x 16,9 (sakral)	12 x 10	5	
420624	25 x 30	19 x 24	5	

Uden klæber

420631	5 x 5		10	
420633	10 x 10		10	
420635	15 x 15		5	
420636	20 x 20		5	
420637	15 x 20		5	

Referencer: 1. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound Repair Regen. 2004;12(3):288-294.
2. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. Wounds UK, 2010, Vol 6, No 2. 3. Jones S, Bowler PG, Walker M. Antimicrobial activity of silver containing dressings is influenced by dressing conformability with around surface. WOUNDS. 2005;17(9):263-270.

ConvaTec Denmark Aps
Birkørød Kongevej 2. 3460 Birkørød
Tlf.: 4816 7474. Fax. 4816 7045
E-mail: convatec.danmark@convatec.com

