

# Alt det du elsker ved skumbandager med sølv og mere til

Vandtæt, beskyttende toplag

Blød og fleksibel skumpude

AQUACEL® Ag lag

Skånsom silikoneklæber

**Den eneste** skumbandage med AQUACEL® bandagens ophelende egenskaber, skumbandagens komfort og enkelthed samt den bakteriedræbende effekt af sølv.<sup>1</sup>

- Binder væske, bakterier og enzymer<sup>2</sup>
- Forhindrer lateral spredning af væske – reducerer risiko for maceration<sup>2</sup>
- Former sig efter sårets konturer og mindsker hulrum mellem sår og bandage, hvor bakterier kan udvikle sig<sup>2,3</sup>
- Bred, hurtig og vedvarende antimikrobiel effekt.<sup>1</sup>

# Vælg den rigtige AQUACEL® Foam -bandage

Findes i flere forskellige størrelser og former for at imødekomme dine behov indenfor sårbehandling

- Kan tilklippes til ønsket størrelse og form



Anvend AQUACEL® Ag Foam –bandage til overfladiske, væskende, inficerede sår og sår med risiko for infektion.



## AQUACEL® Ag Foam -bandage

| Vare-nummer        | Størrelse cm       | Max sårstørrelse cm | Antal/æske |  |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--|
| Med silikoneklæber |                    |                     |            |  |
| 420805             | 8 x 8              | 3 x 3               | 10         |  |
| 420681             | 10 x 10            | 5 x 5               | 10         |  |
| 420627             | 12,5 x 12,5        | 6,5 x 6,5           | 10         |  |
| 420628             | 17,5 x 17,5        | 11,5 x 11,5         | 10         |  |
| 420629             | 21 x 21            | 15 x 15             | 5          |  |
| 420647             | 19,8 x 14 (hæl)    | 12 x 7              | 5          |  |
| 420648             | 20 x 16,9 (sakral) | 12 x 10             | 5          |  |
| 420807             | 25 x 30            | 19 x 24             | 5          |  |

### Uden klæber

|        |         |  |    |  |
|--------|---------|--|----|--|
| 420639 | 5 x 5   |  | 10 |  |
| 420642 | 10 x 10 |  | 10 |  |
| 420645 | 15 x 15 |  | 5  |  |
| 420646 | 20 x 20 |  | 5  |  |
| 420806 | 15 x 20 |  | 5  |  |



Til dybe, inficerede sår og sår med risiko for infektion anvendes AQUACEL® Ag bandage som primærbandage og AQUACEL® Foam bandage som sekundærbandage.



## AQUACEL® Foam -bandage

| Vare-nummer        | Størrelse cm       | Max sårstørrelse cm | Antal/æske |  |
|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--|
| Med silikoneklæber |                    |                     |            |  |
| 420804             | 8 x 8              | 3 x 3               | 10         |  |
| 420680             | 10 x 10            | 5 x 5               | 10         |  |
| 420619             | 12,5 x 12,5        | 6,5 x 6,5           | 10         |  |
| 420621             | 17,5 x 17,5        | 11,5 x 11,5         | 10         |  |
| 420623             | 21 x 21            | 15 x 15             | 5          |  |
| 420625             | 19,8 x 14 (hæl)    | 12 x 7              | 5          |  |
| 420626             | 20 x 16,9 (sakral) | 12 x 10             | 5          |  |
| 420624             | 25 x 30            | 19 x 24             | 5          |  |

### Uden klæber

|        |         |  |    |  |
|--------|---------|--|----|--|
| 420631 | 5 x 5   |  | 10 |  |
| 420633 | 10 x 10 |  | 10 |  |
| 420635 | 15 x 15 |  | 5  |  |
| 420636 | 20 x 20 |  | 5  |  |
| 420637 | 15 x 20 |  | 5  |  |

Referencer: 1. Jones SA, Bowler PG, Walker M, Parsons D. Controlling wound bioburden with a novel silver-containing Hydrofiber dressing. Wound Repair Regen. 2004;12(3):288-294.  
2. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. Wounds UK, 2010, Vol 6, No 2. 3. Jones S, Bowler PG, Walker M. Antimicrobial activity of silver containing dressings is influenced by dressing conformability with around surface. WOUNDS. 2005;17(9):263-270.

ConvaTec Denmark Aps  
Birkørød Kongevej 2. 3460 Birkørød  
Tlf.: 4816 7474. Fax. 4816 7045  
E-mail: convatec.danmark@convatec.com

