

3M™ Comply™

Bowie & Dick testpakke 1300, til engangsbrug

Anvendelse:

Benyttes til den daglige kontrol af dampprocesserne i autoklaven. Testen anvendes på et B&D testprogram ved 134°C i 3,5 min.

Til monitorering af resultatet ved damp damppenetration/luftfjernelse i en steriliseringsproces.

Bestået



Ikke bestået



- Opfylder kravene til EN ISO 11140-1 og -4
- Lamineret indikatorkort
- BSI certificeret
- Nemt at finde og tage indikatorkortet ud



Bestillingsinformation

Art nr.	Beskrivelse	Pakning
1300	3M Comply Bowie- Dick testpakke, til engangsbrug	20 stk/karton



3M a/s
Health Care
Infection Prevention Division
Hannemanns Alle 53
DK - 2300 København S
www.3m.dk/IPD