

Produktdatablad

Produkt navn

3M Littmann® Cardiology
stetoskoper

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn 3M Health Care
Adresse St. Paul, Minn. 55144-1000
Land U.S.A.
Website: <http://www.3M.com/littmann>

1.2. Forhandler:

Navn 3M a/s
Adresse Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Tlf. nr. 43 48 01 00
Fax nr. 43 96 85 96
E-mail: 3mdanmark@mmm.com
Website: www.3m.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001:200

Forhandler: DS/EN ISO 9002:1994

2. Produktet

2.1 Handelsnavn 3M Littmann® Cardiology stetoskoper

2.2. Sortimentsoversigt:

X

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

<http://www.littmann.dk>

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal: ☒

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Rustfrit stål fjeder og bryststykke
Silicone elastomer øreoliven

Aluminium ørebøjler
Silicone membranringe

3.2. Plast: Membranen: glasfiber forstærket epoxy

Plast-typer: PVC slange

PVC: ☒

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 13485:2003

Forhandler: se vedlagte brochure "3M og Miljø"

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

Master Cardiology: 7 år

Cardiology STC: 6 år

Cardiology III: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage	X			

3M Littmann Cardiology stetoskoper

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. karton	Beskrivelse	Vægt	Længde	Højde	Bredde	Antal colli
2160	2160	50707387096453	Master Cardiology, sort slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
2161	2161	50707387237450	Master Cardiology, sorte rør og slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
2163	2163	50707387237467	Master Cardiology, bourgogne slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
2164	2164	50707387237474	Master Cardiology, marineblå slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
2167	2167		Master Cardiology, blomme slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
4471	4471	50707387559248	Cardiology S.T.C., sort slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
4472	4472	50707387559255	Cardiology S.T.C., bourgogne slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
4473	4473	50707387559262	Cardiology S.T.C., marineblå slange	1,608	0,147	0,406	0,185	3
3128	3128	50707387468717	Cardiology III, sort slange	1,642	0,147	0,406	0,185	3
3131	3131	50707387575194	Cardiology III, sort slange og rør	1,642	0,147	0,406	0,185	3
3129	3129	50707387468724	Cardiology III, bourgogne slange	1,642	0,147	0,406	0,185	3
3130	3130	50707387468731	Cardiology III, marineblå slange	1,642	0,147	0,406	0,185	3