

Varenummer 232779

## Urinkit, Flexicult ID, Kølevare



### Produktbeskrivelse

ID Flexicult er et kromogent dyrkningsmedie til differentiering og præliminær identifikation af urinvejspatogener. Kromogenerne, der er tilsat mediet, spaltes af bakteriernes enzymer, således at kolonierne fremtræder med forskellige farver på agaren.



### Specifikationer

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Urinkit                                          |
| Varemærke                        | Flexicult                                        |
| Vareserie                        | ID                                               |
| Features                         | Kølevare                                         |
| Certifikater                     | CE.                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Generel                                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                          |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. |
| Temperatur Tolerance             | +2° C til +8° C.                                 |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                       |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN            |
|-------|------------|---------|--------|-------|----------------|
| pk    | 10 stk     | 18.5 cm | 9.5 cm | 8 cm  | 15713106674441 |
| stk   | 1 stk      |         |        |       |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet skal opbevares køligt.