

Varenummer 239663


Knæstrømpe, Mediven Plus, AD, kl. 2, m.tå/2,5cm sNoB, beige, 2-kort

- ✓ Pålidelig pasform
- ✓ Antibakteriel virkning med Clima Fresh
- ✓ Åndbar
- ✓ Slidstærk
- ✓ Fås i trendfarver



Produktbeskrivelse

Mediven Plus er en slidstærk, robust, særlig hudvenlig og rundstrikket kompressionsstrømpe. Den uigennemsigtige vævning maskerer åreknuder og karsprængninger. Meget behagelig bærekomfort grundet ClimaComfort systemet, der giver strømpen åndbarhed og temperaturkompensation. Nem at tage på og af grundet den elastiske innovative dobbelttråd. ClimaFresh sikrer at strømpen holder sig frisk og derved undgås ubehagelige lugte. Fås med eller uden tå. Fås i klasse 1, 2 og 3. Mediven Plus kompressionsstrømpe fås i farverne: mode og sort. Fås desuden i aktuelle trendfarver: bronze, karamel, månelysblå og rosé. Ved anvendelse af kompressionsstrømper er det vigtigt at sikre, at størrelsen er rigtig for at sikre optimale effekt. Derfor bør måltagningen foretages af en person, der har viden om og erfaring i måltagning. Det bør tages mål til strømperne så tidligt på dagen som muligt. Dette for at undgå, at der tages mål, hvor benene kan være hævede og målene derved ikke bliver korrekte. Kontakt venligst ABENA kundeservice for yderligere vejledning vedr. kompressionsstrømper.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Knæstrømpe
Varemærke	Mediven
Vareserie	Plus
Sekundær farve	Beige
Ingredienser/sammensætning	69% polyamid, 31% elasthan
Målepunkter	AD
Kompressionsklasse	Kl. 2
Strømpeegenskaber	M.tå, 2,5cm sNoB
Strømpestørrelse	2-kort
Certifikater	OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	Kompressionsklasse 2 - 23-32 mmHg
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Medicinske kompressionsstrømper kan i enkelte tilfælde medføre allergiske reaktioner.
Holdbarhed	3 år ved korrekt opbevaring.
Holdbarhed, åbnet	6 år ved korrekt behandling.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Vaskes med vrangen ud, på skåneprogram og ved 40°C. Skyllemiddel må ikke anvendes. Skal ligge og tørre - ikke i direkte sol eller på direkte varme. Kan tørretumbles ved lav temperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
par	1 par	23.3 cm	14.3 cm	2.3 cm	4047872825672



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet kan vaskes ved 40 grader eller derunder.