



Varenummer 245725

## Absorberende bandage, Zetuvit E, 10x10cm, uden klæber, usteril

- ✓ Høj absorptionskapacitet
- ✓ Enkel håndtering
- ✓ Blød og komfortabel
- ✓ Økonomisk
- ✓ Mange størrelser



### Produktbeskrivelse

Zetuvit E er en absorptionsforbinding beregnet fra middel til kraftigt væskende sår. Forbindingen består af fire forskellige materialeg, som komplementerer hinanden optimalt, og som giver forbindingen dens gode egenskaber. Kan kombineres med andre typer forbindinger såsom salvekompresser eller alginater. De fire lag giver tilsammen en optimal absorption. Produktet har en åndbar, væskeafvisende bagside med en blå farvestripe. Fikses med passende fiksering. Kan ikke klippes i. Er pakket i æske, for nem hygiejnisk håndtering og hensigtsmæssig opbevaring.

### Specifikationer

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                  | Absorberende bandage                                                             |
| Varemærke                          | Zetuvit E                                                                        |
| Features                           | Uden klæber, usteril                                                             |
| Ingredienser/sammensætning         | Cellulose, PP                                                                    |
| Længde/dybde                       | 10 cm                                                                            |
| Bredde                             | 10 cm                                                                            |
| Certifikater                       | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør ikke anvendes på tørre sår, fritliggende knogler, muskler og sener.          |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 600 stk    | 56.5 cm | 39 cm   | 22.5 cm | 4052199228525 |
| pk    | 50 stk     | 21 cm   | 12.5 cm | 14 cm   |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.