




Suprasorb® A + Ag

Til behandling af stærkt væskende og inficerede sår



Produktet:

Suprasorb A +Ag består af sølv holdige alginat fibre, med høj sugende evne, som virker antimikrobielt. Suprasorb A +Ag er baseret på biologisk nedbrydelige fibre fra tangplanter.

Når alginat kommer i kontakt med sårsekret omdannes det til en gel, hvorved sølv ionerne frigives og virker direkte i såret og bakterier bekæmpes dermed hurtigt og effektivt.

Suprasorb A +Ag kan forblive i såret i 5 – 7 dage afhængig af sårets beskaffenhed.

Suprasorb A +Ag findes i forskellige størrelser og derudover også som filler. Kan klippes til.

Anvendelse:

Suprasorb A +Ag anvendes ved infektioner i både overfladiske og dybe væskende sår som f.eks. venøse og arterielle bensår, donorsteder, postoperative sår, diabetiske sår m.fl.

Sortiment:

Suprasorb A +Ag
Sterile, pakket enkeltvis

Calciumalginatkompres

Størrelse (cm)	REF
5 x 5	20 570
10 x 10	20 571
10 x 20	20 572

Calciumalginatfiller

Størrelse (cm)	REF
30 cm, 2g	20 573