



Varenummer 254126



Underlag, ABENA Abri-Soft Premium, 220x100cm, bæreevne 150 kg, med SAP

- ✓ Absorberende kerne af fluff og SAP
- ✓ Åndbar bagside folie
- ✓ Lader huden ånde
- ✓ Bedre regulering af kropstemperaturen
- ✓ Ekstra stærkt og godkendt til at løfte brugeren



Produktbeskrivelse

Abri-Soft Premium er et åndbart engangsunderlag til beskyttelse af senge og brikse. Det er velegnet til ambulancer, skadestuer, intensivafdelinger og operationsstuer. Den åndbare bagsidefolie nedsætter risikoen for hudgener og hjælper til at regulere kropstemperaturen. Abri-Soft Premium underlaget er ekstra stærkt og er testet til en belastning på op til 150 kg i maksimalt 1 minut. Det indeholder både fluff og SAP, som er med til at indkapsle væsken, og giver hurtigt en tør overflade. Odor-systemet minimerer ubehagelige lugte. Derudover har underlaget forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og overfladen er dækket af et blødt nonwoven materiale, som sikrer brugeren høj komfort. Brugen af engangsunderlag mindsker risikoen for kontaminering. Abri-Soft Premium har en moderat absorptionsevne.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Abri-Soft Premium
Farve	Hvid
Egenskaber	Bæreevne 150 kg
Features	Med SAP
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PE, fluff, nonwoven, papir, SAP
Længde/dybde	220 cm
Bredde	100 cm
Vægt, netto	272 g
Tolerance	+/- 2 cm
Steriliseringstype	EO
Absorptionsevne	4500 ml
Certifikater	CE, FSC Mix, MD, UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Underlaget placeres på sengen eller stolen med den printede side ned af. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	20 stk	44 cm	27.5 cm	43 cm	5703538299957
pk	10 stk	42 cm	25 cm	19 cm	5703538300059
stk	1 stk				



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. FSC® Mix betyder, at produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarter og lovgivning i Storbritannien.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Bagside med en bæreevne på op til 150 kg.



Superabsorberende polyacrylat er et råmateriale, der kan opsuge og fastholde store mængder væske ved at danne en gel.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet har en meget blød overflade, der sikrer en behagelig pasform.

