

ApoTie har flere fordele

- ApoTie er pakket i en æske. Beskyttet for omgivelserne
- Hver enkelt ApoTie kan tages ud, uden at komme i kontakt med de andre staseslanger i æsken.
- Sikrer en høj hygiejnisk standard ved blodprøvetagning
- Enkel og nem at anvende
- Ved behov for længere tourniquet kan to ApoTie let sammenklæbes



Produkt info:

- CE mærket
- Latexfri
- Engangsprodukt
- 60 cm tourniquet
- 200 stk. pr. æske



Nosokomielle infektioner
(Hospital-erhvervede infektioner)

- Enhver patient har risiko for at erhverve sig en Nosokomial infektion. En infektion som kan opstå på baggrund af behandling og pleje på et hospital.

Anvend ApoTie og nedsæt risikoen for infektioner.

Den unikke
tourniquet



Begræns kontaminering - bevar et sundt patientmiljø

ApoTie Ordre Information:

ApoTie, æske m. 200 stk.	021700
ApoTie trådkurv	021715



Apodan Nordic

For mere information:

ApodanNordic A/S
Lergravsvej 63
2300 København S.
www.apodan.dk | Mail: info@apodan.dk
Tlf: +45 3297 1525 | Fax: +45 3297 2101

Studier:

- "The safe insertion of peripheral intravenous catheters: a mixed methods descriptive study of the availability of the equipment needed"

Antimicrobial Resistance and Infection Control, 20 April 2012

- "Potential risk of cross-infection during peripheral-venous access by contamination of tourniquets"

M Golder, FRCSa, CLH Chan, FRCSa, Dr S O'Shea, PhD, K Corbett, BScb, IL Chrystie, PhD, Prof G French, FRC-Pathb, Lancet 2000



Hygiejnisk • Enkel • Sikker

ApoTie er en engangs tourniquet som er hygiejnisk, enkel og nem at anvende

Apodan Nordic

Begræns kontaminering

ApoTie

ApoTie er et nyt og innovativt produkt, hvor hygiejne og komfort er i fokus. Et engangsprodukt der er let at anvende og sikker at bruge - en hygiejnisk løsning.

Procedure-faktorer

Ved blodprøvetagning og placering af venøse katetre er de traditionelle flergangsstaseslanger det eneste element der anvendes igen og igen. Dette ses desværre også med engangsstaseslanger i gummi og latex. Med ApoTie er du garanteret et engangsprodukt der ikke er med til at øge smittefaren, og som ikke indbyder til at blive genanvendt.

Det giver mening

Mange steder, bl.a. på hospitaler, er hygiejne af livsvigtig betydning. Når man benytter ApoTie, sættes der en effektiv stopper for bakteriespredning, fordi der ikke længere benyttes den samme tourniquet fra patient til patient.




Enkel og sikker at bruge

- *Hygiejnisk anvendelse*
- *Enkel påførsel*
- *Sikker bortskaffelse*

ApoTie er en engangs tourniquet - en hygiejnisk løsning til f.eks. blodprøvetagning

- *Reducerer risikoen for krydskontaminering*
- *Høj kvalitet*
- *Nem at påføre*
- *Patientkomfort i top*
- *Høj hygiejnisk standard*
- *Innovativt design*
- *Handy trådkurv kan medfølge*




Apodan Nordic

-- bevar et sundt patientmiljø




ApoTie - en hygiejnisk tourniquet


Ved blodprøvetagning og placering af venøsekatetre er der altid en risiko for infektion, og de genanvendelige staseslanger kan være kontamineret med blod og sygdomsfremkaldende bakterier. Med ApoTie brydes de dårlige vaner og I er garanteret et engangsprodukt med hygiejnen i fokus.




1. Fjern den rødmarkerede dækfolie fra klæbefladen.




2. Før venstre hånd bag om patientens arm ...




3. ... viderefør rundt under højre hånd.



4. Stram med begge hænder og placér øverste del af ApoTie over klæbefladen.



5. ApoTie er nu staset korrekt.



6. Afmonter ApoTie med en enkelt bevægelse.

ApoTie
Hygiejnisk • Enkel • Sikker