


Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

Fusione

Syntetiske operationshandsker
Pulverfri og naturfarvet



Beskrivelse

Syntetisk operationshandske i fremstillet af isoprene & kloropren

Pulverfri

Sterile

Naturfarvet

Tekstureret håndflader

Med rullekant

Anatomisk form

Produceret i Malaysia

CE

CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC samt Bekendtgørelsen MDD nr. 1263 af 15. dec 2008

Klasse IIa

AQL ≤ 0,65

Standarder

EN 455 1, 2, 3 & 4

EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)

EN 374-2

EN 374-3

EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning 12 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer 9 Newton

Hele holdbarhedsperioden 9 Newton

Strækkevne:

Før belastning min. 800%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 600%

Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

Forpakning

50 par pr. æske
4x50 par. pr. karton

Tykkelse

Håndfladen 0,20 mm (+/- 0,03)
Fingrene 0,18 mm (+/- 0,03)
Håndled 0,16 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (minimum)
5½	290100	72	295
6	290101	77	295
6½	290102	83	295
7	290103	89	295
7½	290104	95	295
8	290105	102	295
8½	290106	108	295
9	290107	114	295

Sammensætning

Kemikalie	CAS	Restkemikalier
Syntetisk latex	-	
Svovl	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-132	
ZDBC	109-89-7	ND
ZDEC	136-23-2	ND
Antioxidant	-	
Polymer	-	

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksicitet
Rest kemikalier
Brudstyrke
Virus penetration
Pudderrester
Kemikalie- og cystostatika gennemtrængning

Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

Kemikalie gennemtrængning

<u>Kemikalie</u>	<u>CAS</u>	<u>Gennemtrængningstid</u>	<u>Klasse</u>
Methanol 95%	67-56-1	<69 min	3
Natrium hydroxide 50%	1310-73-2	>480 min	6
Svovlsyre 98%	7664-93-9	<41 min	2
n-Heptane	142-82-5	<1 min	0
Klorhexidine 4%	18472-51-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 2,4%	111-30-8	>480 min	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Carmustine (BCNU)		>240 min	5
Cisplatin		>240 min	5
Cyclophosphamide (Cytoxan)		>240 min	5
Dacarbazine (DTIC)		>240 min	5
Doxorubicin Hydrochloride		>240 min	5
Etoposide (Toposar)		>240 min	5
Fluorouracil		>240 min	5
Gemzar (Gemcitabine)		>240 min	5
Paclitaxel (Taxol)		>240 min	5
Thiotepa		>240 min	5

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: handsken er ikke længere steril efter åbning

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis mistanke om kontaminering, skal de bortskaffes som klinisk affald.

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderligere vejledning: Handskerne er egnet til invasive procedurer og begrænset stærk kemi. Se test i databladet for gennemtrængningstider. Ikke egnet til fødevarehåndtering